

U2 Bandelettes urinaires/HCG

Combur Roche, visuell

Leucocytes	36	113*	580*		82*			
Lc/ μ L	neg	25	75		500			
Nitrite	15*	797*						
	neg	pos						
pH	28	3	33*	20*	701*	9	13	
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Protéine	747*	1	63*					
g/L	neg		0.3	1	5			
Glucose	817*	1						
mmol/L	norm	2.8	5.5	17		55		
Cétone	798*		2					
mmol/L	neg		1	5		15		
Urobilinogène	733*			1				
μ mol/L	norm	17		70	140	200		
Bilirubine	728*	8			1			
	neg	+	++	+++	++++			
Erythrocytes/Hém	792*	12	2	2	1			
Ery / μ L	neg	10	25	50	250			
Poids spécif.	39*	264*	136*	10	3			
	1000	1005	1010	1015	1020	1025	1030	

Commentaire U2

L'urine provenait de donneurs sains, à laquelle ont été ajoutés des leucocytes et des nitrites. La concentration de nitrites était dans la zone basse. Comme les bandelettes urinaires des différents fabricants présentent des limites de mesure différentes, nous avons acceptés les résultats positifs et négatifs.

U2 Bandelettes urinaires/HCG**Combur Urilux/UriSYS**

Leucocytes	25	214*	872*		26*	1		
Lc/μL	neg	25	100		500			
Nitrite	51*	1089*						
	neg	pos						
pH	2		10*	41*	1039*	1	37	
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Protéine	1123*		13*	1				
g/L	neg		0.25	0.75	1.5	5		
Glucose	1133*	1	1	1		1		
mmol/L	norm	3	6	17		56		
Cétone	1131*	2	1	1				
mmol/L	neg	0.5	1.5	5		15		
Urobilinogène	1129*	1						
μmol/L	norm	17		70	140	200		
Bilirubine	1128*	1						
	neg	+	++	+++				
Erythrocytes/Hém	1112*	20	3					
Ery / μl	neg	10	25	50	250			
Poids spécif.	121*	685*	255*	25	3	1		
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Commentaire U2

L'urine provenait de donneurs sains, à laquelle ont été ajoutés des leucocytes et des nitrites. La concentration de nitrites était dans la zone basse. Comme les bandelettes urinaires des différents fabricants présentent des limites de mesure différentes, nous avons acceptés les résultats positifs et négatifs.

U2 Bandelettes urinaires/HCG

Multistix Clinitek

Leucocytes	3	16*	115*	10*	1*			
Lc/ μ L	neg	15	70	125	500			
Nitrite	5*	140*						
	neg	pos						
pH			3*	29*	110*		2	
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Protéine	145*							
g/L	neg	Spur	0.3	1	3	20		
Glucose	144*							
mmol/L	neg		5.5	14	28	55	111	
Cétone	144*							
mmol/L	neg	0.5	1.5	4	8	16		
Urobilinogène	134*							
μ mol/L	3.2	16	33	66	131			
Bilirubine	135*							
	neg	+	++	+++				
Erythrocytes/Hém	141*	3			1			
Ery / μ L	neg	10	25	80	200			
Poids spécif.	2	17*	91*	25*	3	1		
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Commentaire U2

L'urine provenait de donneurs sains, à laquelle ont été ajoutés des leucocytes et des nitrites. La concentration de nitrites était dans la zone basse. Comme les bandelettes urinaires des différents fabricants présentent des limites de mesure différentes, nous avons acceptés les résultats positifs et négatifs.

U2 Bandelettes urinaires/HCG**Aution, PocketChem**

Leucocytes	19	31*	172*	85*	10*			
Lc/ μ L	neg	10-25	70-75	125-250	500			
Nitrite	123*	192*						
	neg	pos						
pH		1	3*	278*	31*			
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Protéine	313*	2*	1					
g/L	neg	0.15	0.3	1	3-5	10-20		
Glucose	309*	6						
mmol/L	norm	2.8	5.6	14-17	28	55	111	
Cétone	309*	5						
mmol/L	neg	0.5	1.5	4-5	8-10	15-16		
Urobilinogène	314*	3						
μ mol/L	norm	16	33-35	66-70	131-140	200		
Bilirubine	311*	2	1					
	neg	+	++	+++				
Erythrocytes/Hém	306*		1	1	1			
Ery / μ L	neg	5-10	25	50-80	250			
Poids spécif.	22	39*	150*	36*	17	1		
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Commentaire U2

L'urine provenait de donneurs sains, à laquelle ont été ajoutés des leucocytes et des nitrites. La concentration de nitrites était dans la zone basse. Comme les bandelettes urinaires des différents fabricants présentent des limites de mesure différentes, nous avons acceptés les résultats positifs et négatifs.

U2 Bandelettes urinaires/HCG**Combi Screen**

Leucocytes	6	19*	21*			2*		
Lc/ μ L	neg	25	75			500		
Nitrite	40*	7*						
	neg	pos						
pH			2*	36*	10*			
	5	5.5	6	6.5	7		8	
Protéine	47*	1*						
mg/dl	neg	Spur	30	100	500			
Glucose	48*							
mmol/L	neg	2.8	5.6	14	28	56		
Cétone	47*	1						
	neg	Spur	+	++	+++			
Urobilinogène	47*							
μ mol/L	norm	35	70	140	200			
Bilirubine	47*							
	neg	+	++	+++				
Erythrocytes/Hém	47*							
Ery / μ L	neg	5-10		50	300			
Poids spécif.	5*	37*	3*					
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Commentaire U2

L'urine provenait de donneurs sains, à laquelle ont été ajoutés des leucocytes et des nitrites. La concentration de nitrites était dans la zone basse. Comme les bandelettes urinaires des différents fabricants présentent des limites de mesure différentes, nous avons acceptés les résultats positifs et négatifs.

U2 Bandelettes urinaires/HCG**Sysmex U**

Leucocytes	5	53*	177*	1	3*			
Lc/ μ L	neg	25	75		500			
Nitrite	130*	107*						
	neg	pos						
pH		12	26*	186*	15*			
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Protéine	234*	3*						
g/l	neg	0.15	0.3	1.0	3.0	10.0		
Glucose	236*	1						
mmol/L	neg	2.8	5.6	14	28		111	
Cétone	236*		1					
mmol/L	neg		0.93	2.8	7.4			
Urobilinogène	237*							
μ mol/L	norm		34	68	135	202		
Bilirubine	233*	3						
	neg	+	++	+++				
Erythrocytes/Hém	233*	2						
Ery / μ L	neg	10	20	50	250			
Poids spécif.	21*	153*	59*	1				
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Commentaire U2

L'urine provenait de donneurs sains, à laquelle ont été ajoutés des leucocytes et des nitrites. La concentration de nitrites était dans la zone basse. Comme les bandelettes urinaires des différents fabricants présentent des limites de mesure différentes, nous avons acceptés les résultats positifs et négatifs.