

Rapport MQ 2024/4 Résultats qualitatifs

Résumé

Echantillon		Résultats	bon	% bon
H14	HbF-Zellen	11	11	100.00
I09	Allergologie Immunocap RAPID	5191	5074	97.75
S01	Sang occulte dans les selles	189	185	97.88
U02	Bandelettes urinaires/HCG	1210	1192	98.51
U03	Urine drogues d'abus	850	841	98.94
Total		7451	7303	98.01

H14 HbF-Zellen

HbF-Cellules	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Kleihauer-Bethke	positif	0	10	100.00
Flowcytometrie	positif	0	1	100.00
Totale		0	11	100.00

I09 Allergologie Immunocap RAPID

E1 Chat	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	513	1	0	99.81

T3 Bouleau	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	515	0	0	100.00

W6 Armoise	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	501	5	9	97.28

G6 fléole des prés	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	12	1	515	97.54

F1 Blanc d'oeuf de poule	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	39	1	0	97.50

i6 Blatte germanique	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	13	9	466	95.49

E5 chien	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	502	6	6	97.67

T9 olivier	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	511	3	0	99.42

W21 Pariétaire	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	508	2	1	99.41

D1 Derm. pteronyssin.	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	9	17	501	95.07

F2 Lait	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	41	0	0	100.00

m6 Moisissure	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	Valeur limite/pos	22	47	415	95.45

S01 Sang occulte dans les selles

Sang occulte dans les selles	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Hemofec	positif	0	2	100.00
Test Colo-Rectal	positif	0	24	100.00
Hexagon OBTI	positif	2	28	93.33
Epi Tuub	positif	0	5	100.00
Autres immuno	positif	2	70	97.22
I-Colo-Rectal Test	positif	0	56	100.00
Totale		4	185	97.88

Commentaire S01

Notre échantillon de selles simulé contient du sang humain, tous les tests devraient être "positif".

U02 Bandelettes urinaires/HCG

HCG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	18	1192	98.51

Commentaire U02

L'urine provenait d'un donneur dont le diabète avait été récemment découvert par hasard. La concentration de glucose était de 5,09 mmol/l.

U03 Urine drogues d'abus

Méthamphétamine	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
SureStep Abbott	négatif	6	0	100.00
Protzek	négatif	5	0	100.00
Willi Fox	négatif	2	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	0	100.00
Triage TOX	négatif	14	0	100.00
Autres méthodes	négatif	15	0	100.00
Nal von Minden	négatif	6	0	100.00
Totale		50	0	100.00

Méthaqualone	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	0	100.00

TCA	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage 8	positif	0	1	100.00
Triage TOX	positif	0	16	100.00
toutes les méthodes	positif	0	20	100.00
Totale		0	37	100.00

LSD	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	3	0	100.00

Amphétamines	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Siemens	négatif	2	0	100.00
Abbott	négatif	7	0	100.00
Cobas	négatif	9	0	100.00
Protzek	négatif	5	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	13	0	100.00
Triage 8	négatif	4	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	3	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	5	0	100.00
Clear Test	négatif	4	0	100.00
Triage TOX	négatif	16	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	10	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	12	0	100.00
Totale		101	0	100.00

Barbituriques	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Siemens	positif	0	2	100.00
Abbott	positif	0	5	100.00
Cobas	positif	0	8	100.00
Protzek	positif	1	2	66.67
Nal von Minden	positif	0	2	100.00
SureStep Abbott	positif	3	6	66.67
Triage 8	négatif	4	0	100.00
Willi Fox	positif	0	2	100.00
MD Doctors Direct	positif	0	2	100.00
Clear Test	positif	0	1	100.00
Triage TOX	négatif	16	0	100.00
Autres quantitatifs	positif	0	5	100.00
Autres tests rapides	positif	1	7	87.50
Totale		25	42	92.54

Benzodiazépines	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Siemens	négatif	2	0	100.00
Abbott	négatif	7	0	100.00
Cobas	négatif	9	0	100.00
Protzek	négatif	4	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	13	0	100.00
Triage 8	négatif	4	0	100.00
Intex	négatif	4	0	100.00
Willi Fox	négatif	3	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	6	0	100.00
Clear Test	négatif	4	0	100.00
Triage TOX	négatif	16	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	10	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	13	0	100.00
Totale		103	0	100.00

Cannabinoïdes	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Siemens	négatif	2	0	100.00
Abbott	négatif	8	0	100.00
Cobas	négatif	9	0	100.00
Protzek	négatif	6	0	100.00
Nal von Minden	négatif	11	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	15	0	100.00
Triage 8	négatif	4	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	0	100.00
Intex	négatif	5	0	100.00
Willi Fox	négatif	7	1	87.50
MD Doctors Direct	négatif	7	0	100.00
Clear Test	négatif	6	0	100.00
Triage TOX	négatif	16	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	11	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	15	1	93.75
Totale		124	2	98.41

Cocaïne	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Siemens	négatif	2	0	100.00
Abbott	négatif	7	0	100.00
Cobas	négatif	9	0	100.00
Protzek	négatif	6	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	14	0	100.00
Triage 8	négatif	4	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	3	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	6	0	100.00
Clear Test	négatif	5	0	100.00
Triage TOX	négatif	16	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	11	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	15	0	100.00
Totale		110	0	100.00

Méthadone	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Siemens	négatif	2	0	100.00
Abbott	négatif	7	0	100.00
Cobas	négatif	7	0	100.00
Protzek	négatif	4	0	100.00
Nal von Minden	négatif	6	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	13	0	100.00
Triage 8	négatif	1	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	3	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	6	0	100.00
Clear Test	négatif	4	0	100.00
Triage TOX	négatif	8	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	8	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	15	0	100.00
Totale		87	0	100.00

Opiacés	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Siemens	positif	0	2	100.00
Abbott	positif	0	7	100.00
Cobas	positif	0	9	100.00
Protzek	positif	0	5	100.00
Nal von Minden	positif	0	8	100.00
SureStep Abbott	positif	2	10	83.33
Triage 8	positif	0	4	100.00
Syva Rapid Test	positif	0	1	100.00
Intex	positif	0	3	100.00
Willi Fox	positif	0	3	100.00
MD Doctors Direct	positif	0	6	100.00
Clear Test	positif	0	5	100.00
Triage TOX	positif	0	16	100.00
Autres quantitatifs	positif	0	11	100.00
Autres tests rapides	positif	0	15	100.00
Totale		2	105	98.13

Phencyclidin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	5	0	100.00

Paracétamol	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage TOX	négatif	5	0	100.00

6-Acetylmorphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	3	100.00

Buprenorphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	5	0	100.00

EDDP	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	14	0	100.00

Ethylglucuronid ql	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	0	2	100.00

Morphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	3	100.00

Ecstasy pos/neg	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	21	0	100.00

Commentaire U03

À un litre d'urine a été ajouté 0,5mg de sécobarbital, 0,15mg de morphine, 0,1mg d'héroïne, 0,8mg d'amitriptyline et 1,9mg de nortriptyline.

Les barbituriques, les ATC, les opiacés et la morphine doivent être positifs. Les barbituriques sont négatifs avec le Triage MeterPro, car ce test ne détecte le sécobarbital qu'à partir de 0,7mg/l.