

Rapport MQ 2025/1 Résultats qualitatifs**Résumé**

Echantillon		Résultats	bon	% bon
H14	HbF-Zellen	16	16	100.00
I09	Allergologie Immunocap RAPID	5267	5180	98.35
S01	Sang occulte dans les selles	206	197	95.63
U02	Bandelettes urinaires/HCG	1206	1192	98.84
U03	Urine drogues d'abus	852	828	97.18
Total		7547	7413	98.22

H14 HbF-Zellen

HbF-Cellules	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Kleihauer-Bethke	négatif	14	0	100.00
Flowcytometrie	négatif	2	0	100.00
Totale		16	0	100.00

I09 Allergologie Immunocap RAPID

E1 Chat	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	8	0	531	98.52

T3 Bouleau	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	6	4	531	98.15

W6 Armoise	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	514	0	7	98.66

G6 fléole des prés	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	519	0	0	100.00

F1 Blanc d'oeuf de poule	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	44	0	0	100.00

i6 Blatte germanique	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	475	0	1	99.79

E5 chien	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	non évaluable	117	116	299	100.00

T9 olivier	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	506	3	9	97.68

W21 Pariétaire	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	516	0	2	99.61

D1 Derm. pteronyssin.	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	499	7	12	96.33

F2 Lait	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	Valeur limite/neg	19	11	14	68.18

m6 Moisissure	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	10	4	483	97.18

Commentaire I09

La concentration de l'allergène E5 chien était très proche du seuil de détection. Nous n'avons donc pas évalué cet allergène.

S01 Sang occulte dans les selles

Sang occulte dans les selles	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Test Hémocult	négatif	1	0	0	100.00
Hemofec	négatif	2	0	0	100.00
Test Colo-Rectal	négatif	27	0	0	100.00
Hexagon OBTI	négatif	28	0	1	96.55
Epi Tuub	négatif	5	0	0	100.00
Autres immuno	négatif	72	1	7	90.00
I-Colo-Rectal Test	négatif	62	0	0	100.00
Totale		197	1	8	95.63

Commentaire S01

Notre échantillon ne contenait pas de sang, tous les tests devraient être "négatif".

U02 Bandelettes urinaires/HCG

HCG	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Test rapide	négatif	1192	2	12	98.84

Commentaire U02

L'urine provenait de donneurs sains, à laquelle ont été ajoutés du sang et des nitrites.

U03 Urine drogues d'abus

Méthamphétamine	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
SureStep Abbott	non évaluable	6	1	2	100.00
Protzek	négatif	6	0	0	100.00
Willi Fox	négatif	1	0	0	100.00
Triage TOX	positif	0	0	17	100.00
Autres méthodes	négatif	14	0	0	100.00
Nal von Minden	non évaluable	4	0	2	100.00
Totale		31	1	21	100.00

Méthaqualone	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	0	0	100.00

TCA	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Triage 8	négatif	1	0	0	100.00
Triage TOX	négatif	18	0	0	100.00
toutes les méthodes	positif	9	0	14	60.87
Totale		28	0	14	78.57

LSD	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	4	0	0	100.00

Amphétamines	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Siemens	négatif	2	0	0	100.00
Abbott	positif	2	0	3	60.00
Cobas	positif	0	0	8	100.00
Protzek	négatif	6	0	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	14	0	1	93.33
Intex	négatif	3	0	0	100.00
Willi Fox	négatif	3	0	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	6	0	0	100.00
Clear Test	négatif	4	0	0	100.00
Triage TOX	négatif	19	0	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	9	0	3	75.00
Autres tests rapides	négatif	9	0	0	100.00
Totale		85	0	15	94.00

Barbituriques	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Siemens	négatif	2	0	0	100.00
Abbott	négatif	3	0	0	100.00
Cobas	négatif	7	0	0	100.00
Protzek	négatif	3	0	0	100.00
Nal von Minden	négatif	2	0	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	10	0	0	100.00
Willi Fox	négatif	1	0	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	4	0	0	100.00
Triage TOX	négatif	19	0	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	7	0	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	4	0	0	100.00
Totale		62	0	0	100.00

Benzodiazépines	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Siemens	positif	0	0	2	100.00
Abbott	positif	0	0	5	100.00
Cobas	positif	0	0	8	100.00
Protzek	positif	0	0	5	100.00
Nal von Minden	positif	0	0	8	100.00
SureStep Abbott	positif	1	0	14	93.33
Intex	positif	0	0	4	100.00
Willi Fox	positif	0	0	3	100.00
MD Doctors Direct	positif	0	0	8	100.00
Clear Test	positif	0	0	4	100.00
Triage TOX	positif	0	0	19	100.00
Autres quantitatifs	positif	0	0	12	100.00
Autres tests rapides	positif	0	0	10	100.00
Totale		1	0	102	99.03

Cannabinoïdes	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Siemens	négatif	2	0	0	100.00
Abbott	négatif	6	0	0	100.00
Cobas	négatif	8	0	0	100.00
Protzek	négatif	7	0	0	100.00
Nal von Minden	négatif	11	0	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	17	0	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	0	0	100.00
Intex	négatif	5	0	0	100.00
Willi Fox	négatif	7	0	1	87.50
MD Doctors Direct	négatif	9	0	0	100.00
Clear Test	négatif	5	0	0	100.00
Triage TOX	négatif	19	0	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	13	0	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	12	0	0	100.00
Totale		122	0	1	99.19

Cocaïne	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Siemens	négatif	2	0	0	100.00
Abbott	négatif	5	0	0	100.00
Cobas	négatif	8	0	0	100.00
Protzek	négatif	7	0	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	15	0	0	100.00
Intex	négatif	3	0	0	100.00
Willi Fox	négatif	3	0	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	0	0	100.00
Clear Test	négatif	4	0	0	100.00
Triage TOX	négatif	19	0	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	13	0	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	11	0	0	100.00
Totale		106	0	0	100.00

Méthadone	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Siemens	négatif	2	0	0	100.00
Abbott	négatif	5	0	0	100.00
Cobas	négatif	6	0	0	100.00
Protzek	négatif	5	0	0	100.00
Nal von Minden	négatif	6	0	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	13	0	0	100.00
Intex	négatif	3	0	0	100.00
Willi Fox	négatif	3	0	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	0	0	100.00
Clear Test	négatif	4	0	0	100.00
Triage TOX	négatif	11	0	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	10	0	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	11	0	0	100.00
Totale		87	0	0	100.00

Opiacés	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Siemens	positif	0	0	2	100.00
Abbott	positif	0	0	5	100.00
Cobas	positif	0	0	8	100.00
Protzek	positif	1	0	5	83.33
Nal von Minden	positif	0	0	8	100.00
SureStep Abbott	positif	1	0	8	88.89
Intex	positif	0	0	3	100.00
Willi Fox	positif	0	0	3	100.00
MD Doctors Direct	positif	0	0	8	100.00
Clear Test	positif	0	0	3	100.00
Triage TOX	positif	0	0	19	100.00
Autres quantitatifs	positif	0	0	13	100.00
Autres tests rapides	positif	0	0	11	100.00
Totale		2	0	96	97.96

Phencyclidin	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	4	0	1	80.00

Paracétamol	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Autres méthodes	négatif	1	0	0	100.00
Triage TOX	négatif	4	0	0	100.00
Totale		5	0	0	100.00

6-Acetylmorphin	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	2	0	0	100.00

Buprenorphin	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	0	8	100.00

EDDP	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	17	0	0	100.00

Ethylglucuronid ql	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Test rapide	positif	0	0	3	100.00

Morphin	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	0	8	100.00

Ecstasy pos/neg	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Autres tests rapides	positif	4	0	21	84.00

Commentaire U03

À un litre d'urine ont été ajouté 0.7mg de d,l-MDMA, 1mg de Morphine, 0.6mg de Témazépam, 25µg de Buprénorphine et 2.8mg de Maprotiline. Les benzodiazépines, les ATC, la MDMA (Ecstasy), les opiacés, la morphine et la buprénorphine doivent être positifs. Pour certains systèmes de test, la MDMA (3,4-méthylènedioxy-N-méthylamphétamine) a également donné des résultats positifs pour l'amphétamine et la méthamphétamine, que nous avons alors également jugés corrects. TriageTOX n'a pas pu mesurer la maprotiline car la valeur limite est de 240mg/L. Nous avons donc fixé la valeur cible du TCA pour ce groupe à "négatif".