

Rapport MQ 2025/2 Résultats qualitatifs**Résumé**

Echantillon		Résultats	bien	% bien
		0	0	0.00
H14	HbF-Zellen	19	19	100.00
I09	Allergologie Immunocap RAPID	5287	5154	97.48
S01	Sang occulte dans les selles	207	201	97.10
U02	Bandelettes urinaires/HCG	1233	1206	97.81
U03	Urine drogues d'abus	928	891	96.01
		0	0	0.00
Total		7674	7471	97.35

H14 HbF-Zellen

HbF-Cellules	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Kleihauer-Bethke	positif	0	17	100.00
Flowcytometrie	positif	0	2	100.00
Totale		0	19	100.00

I09 Allergologie Immunocap RAPID

E1 Chat	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	26	0	511	95.16

T3 Bouleau	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	506	1	15	96.93

W6 Armoise	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	520	0	1	99.81

G6 fléole des prés	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	Valeur limite/pos	9	3	524	98.32

F1 Blanc d'oeuf de poule	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	43	0	1	97.73

i6 Blatte germanique	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	473	0	2	99.58

E5 chien	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	Valeur limite/pos	18	2	518	96.65

T9 olivier	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	511	1	8	98.27

W21 Pariétaire	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	519	1	0	99.81

D1 Derm. pteronyssin.	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	Valeur limite/pos	27	51	459	94.97

F2 Lait	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	43	1	0	97.73

m6 Moisissure	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	Valeur limite/pos	22	32	439	95.54

S01 Sang occulte dans les selles

Sang occulte dans les selles	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test Hémoccult	positif	0	2	100.00
Hemofec	positif	1	1	50.00
Test Colo-Rectal	positif	1	25	96.15
Hexagon OBTI	positif	1	26	96.30
Epi Tuub	positif	1	6	85.71
Autres immuno	positif	1	78	98.73
I-Colo-Rectal Test	positif	1	63	98.44
Totale		6	201	97.10

Commentaire S01

Notre échantillon de selles simulé contient du sang humain, tous les tests devraient être "positif"

U02 Bandelettes urinaires/HCG

HCG	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Test rapide	négatif	1206	1	26	97.81

Commentaire U02

L'urine provenait de donneurs sains, à laquelle a été ajoutés du glucose et des protéines

U03 Urine drogues d'abus

Méthamphétamine	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
SureStep Abbott	négatif	9	0	0	100.00
Protzek	négatif	6	0	0	100.00
Willi Fox	négatif	1	0	0	100.00
Triage TOX	négatif	21	0	0	100.00
Autres méthodes	négatif	15	0	1	93.75
Nal von Minden	négatif	6	0	0	100.00
Totale		58	0	1	98.31

Méthaqualone	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	0	0	100.00

TCA	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Triage TOX	négatif	22	0	1	95.65
toutes les méthodes	négatif	23	0	1	95.83
Totale		45	0	2	95.74

LSD	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Cobas	positif	0	0	2	100.00
Autres quantitatifs	négatif	3	0	0	100.00
Totale		3	0	2	100.00

Amphétamines	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Siemens	négatif	2	0	0	100.00
Abbott	négatif	5	0	0	100.00
Cobas	négatif	8	0	0	100.00
Protzek	négatif	6	0	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	15	0	0	100.00
Intex	négatif	3	0	0	100.00
Willi Fox	négatif	3	0	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	7	0	0	100.00
Clear Test	négatif	5	0	0	100.00
Triage TOX	négatif	23	0	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	13	0	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	10	0	0	100.00
Totale		108	0	0	100.00

Barbituriques	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Siemens	négatif	2	0	0	100.00
Abbott	négatif	3	0	0	100.00
Cobas	négatif	7	0	0	100.00
Protzek	négatif	3	0	0	100.00
Nal von Minden	négatif	2	0	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	10	0	0	100.00
Willi Fox	négatif	1	0	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	4	0	0	100.00
Triage TOX	négatif	23	0	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	6	0	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	5	0	0	100.00
Totale		66	0	0	100.00

Benzodiazépines	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Siemens	négatif	2	0	0	100.00
Abbott	négatif	5	0	0	100.00
Cobas	négatif	8	0	0	100.00
Protzek	négatif	5	0	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	15	0	0	100.00
Intex	négatif	4	0	0	100.00
Willi Fox	négatif	3	0	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	0	0	100.00
Clear Test	négatif	5	0	0	100.00
Triage TOX	négatif	23	0	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	12	0	1	92.31
Autres tests rapides	négatif	11	0	0	100.00
Totale		110	0	1	99.10

Cannabinoïdes	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Siemens	positif	0	0	2	100.00
Abbott	positif	1	0	5	83.33
Cobas	positif	0	0	8	100.00
Protzek	positif	0	0	7	100.00
Nal von Minden	positif	1	0	10	90.91
SureStep Abbott	positif	2	0	15	88.24
Intex	positif	4	0	4	50.00
Willi Fox	positif	2	0	6	75.00
MD Doctors Direct	positif	3	0	7	70.00
Clear Test	positif	1	0	5	83.33
Triage TOX	positif	1	0	22	95.65
Autres quantitatifs	positif	2	0	11	84.62
Autres tests rapides	positif	4	0	10	71.43
Totale		21	0	112	84.21

Cocaïne	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Siemens	négatif	2	0	0	100.00
Abbott	négatif	5	0	0	100.00
Cobas	négatif	8	0	0	100.00
Protzek	négatif	7	0	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	16	0	0	100.00
Intex	négatif	3	0	0	100.00
Willi Fox	négatif	3	0	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	0	0	100.00
Clear Test	négatif	5	0	0	100.00
Triage TOX	négatif	23	0	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	14	0	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	11	0	0	100.00
Totale		114	0	0	100.00

Méthadone	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Siemens	positif	0	0	2	100.00
Abbott	positif	0	0	5	100.00
Cobas	positif	0	0	6	100.00
Protzek	positif	1	0	4	80.00
Nal von Minden	positif	0	0	6	100.00
SureStep Abbott	positif	2	1	12	80.00
Intex	positif	0	0	3	100.00
Willi Fox	positif	0	0	3	100.00
MD Doctors Direct	positif	1	0	8	88.89
Clear Test	positif	0	0	5	100.00
Triage TOX	positif	0	0	14	100.00
Autres quantitatifs	positif	1	0	9	90.00
Autres méthodes	positif	4	0	7	63.64
Totale		9	1	84	89.36

Opiacés	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Siemens	négatif	2	0	0	100.00
Abbott	négatif	5	0	0	100.00
Cobas	négatif	8	0	0	100.00
Protzek	négatif	6	0	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	11	0	0	100.00
Intex	négatif	3	0	0	100.00
Willi Fox	négatif	3	0	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	0	0	100.00
Clear Test	négatif	4	0	0	100.00
Triage TOX	négatif	23	0	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	14	0	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	12	0	0	100.00
Totale		108	0	0	100.00

Phencyclidin	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Autres méthodes	négatif	5	0	0	100.00

Paracétamol	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Autres méthodes	négatif	2	0	0	100.00
Triage TOX	négatif	3	0	0	100.00
Totale		5	0	0	100.00

6-Acetylmorphin	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	2	0	0	100.00

Buprenorphin	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	9	0	0	100.00

EDDP	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	1	0	19	95.00

Ethylglucuronid ql	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Test rapide	négatif	2	0	0	100.00

Morphin	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	8	0	1	88.89

Fentanyl	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Autres méthodes	positif	0	0	4	100.00

Ecstasy	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	26	0	0	100.00

Commentaire U03

À un litre d'urine ont été ajouté 0.3ml d'éthanol, 160µg de THC-COOH, 0.4mg de méthadone, 0.45mg d'EDDP et 60µg de fentanyl.

Le THC, la méthadone, l'EDDP et le fentanyl doivent être positifs. Pour certains systèmes de test, le fentanyl donne un résultat positif au LSD, que nous avons alors également jugés corrects.

