

Rapport MQ 2025/3 Microbiologie: Tests d'anticorps et d'antigènes

Résumé

Echantillon		Résultats	bien	% bien
B01	Strep A Antigen	1251	1236	98.80 %
B04	Rubella / Mumps IgG/IgM	82	82	100.00 %
B05	Toxoplasmose IgG/IgM	43	43	100.00 %
B06	Lues / Syphilis Serologie	79	78	98.73 %
B07	Cytomegalovirus IgG/IgM	68	68	100.00 %
B08	Varizellen / HSV1/2 IgG/IgM	108	106	98.15 %
B20	Epstein-Barr-Virus IgG/IgM	170	170	100.00 %
B21	Legionella Antigen Urin	76	76	100.00 %
B22	S. pneumoniae Antigen Urin	64	64	100.00 %
B24	RSV/Influenza Antigen	32	31	96.88 %
B27	Helicobacter Pylori Antigen	69	66	95.65 %
B30	Rota-/Adeno-/Norovirus Ag	82	80	97.56 %
B32	SARS-CoV-2 IgG/IgM	8	8	100.00 %
B33	SARS-CoV-2 Antigen	35	35	100.00 %
B34	FSME IgG/IgM	12	11	91.67 %
B35	Masern/Parvovirus IgG/IgM	54	54	100.00 %
B37	C. Diff Ag (GDH, Toxin A/B)	70	70	100.00 %
B38	H. pylori Urease-Test	6	6	100.00 %
B39	Mykobakterien Mikroskopie	46	46	100.00 %
B42	HIV, Hepatitis B/C, Serologie	613	612	99.84 %
B43	Hepatitis A IgG / IgM	63	63	100.00 %
B44	Hepatitis E IgG / IgM	20	20	100.00 %
H11	Malaria Schnelltest / NAT	92	85	92.39 %
V01	HIV Schnelltest	28	25	89.29 %
Total		3171	3135	98.86 %

B01 Strep A antigène

Strep A	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	négatif	1236	15	98.80

B04 Rubéole / Oreillons IgG/IgM

Oreillons IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	12	0	100.00

Oreillons IgM	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	8	0	100.00

Rubéole IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	35	0	100.00

Rubéole IgM	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	27	0	100.00

B05 Toxoplasmose IgG/IgM

Toxoplasma IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres méthodes	positif	0	7	100.00
Abbott	positif	0	5	100.00
Roche	positif	0	10	100.00
Total		0	22	100.00

Toxoplasma IgM	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	5	0	100.00
Roche	négatif	10	0	100.00
Autres méthodes	négatif	6	0	100.00
Total		21	0	100.00

B06 Sérologie de la lues / syphilis

Treponema Dépistage (Ig totale)	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	1	24	96.00

Treponema IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
EIA	positif	0	8	100.00
Immunoblot	positif	0	1	100.00
Total		0	9	100.00

Treponema IgM	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
EIA	négatif	5	0	100.00
Immunoblot	négatif	3	0	100.00
Total		8	0	100.00

RPR / VDRL	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	21	0	100.00

Lues TPPA	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	16	100.00

B07 Cytomégalo­virus IgG/IgM

Cytomé­galie IgG	Valeur cible	né­ga­tif	posi­tif	% Respec­té
Abbott	posi­tif	0	6	100.00
Roche	posi­tif	0	18	100.00
Autres mé­thodes	posi­tif	0	12	100.00
Total		0	36	100.00

Cytomé­galie IgM	Valeur cible	né­ga­tif	posi­tif	% Respec­té
Abbott	né­ga­tif	5	0	100.00
Roche	né­ga­tif	17	0	100.00
Autres mé­thodes	né­ga­tif	10	0	100.00
Total		32	0	100.00

B08 Varicelle / HSV1/2 IgG/IgM

HSV 1/2 IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	4	100.00

HSV1 IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	1	14	93.33

HSV1/2 IgM	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	17	0	100.00

HSV2 IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	14	1	93.33

Varicelle IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	35	100.00

Varicelle IgM	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	22	0	100.00

B20 Virus d'Epstein-Barr IgG/IgM

EBV EBNA-1 IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
VIDAS	positif	0	5	100.00
Abbott	positif	0	3	100.00
Autres méthodes	positif	0	16	100.00
Liaison	positif	0	8	100.00
Total		0	32	100.00

EBV anticorps hétérophiles	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	négatif	73	0	100.00

EBV VCA-IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
VIDAS	positif	0	5	100.00
Abbott	positif	0	3	100.00
Autres méthodes	positif	0	17	100.00
Liaison	positif	0	8	100.00
Total		0	33	100.00

EBV VCA-IgM	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
VIDAS	négatif	5	0	100.00
Abbott	négatif	4	0	100.00
Autres méthodes	négatif	15	0	100.00
Liaison	négatif	8	0	100.00
Total		32	0	100.00

B21 Legionella antigène urine

Legionella antigène urine	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Quidel Sofia	positif	0	19	100.00
	positif	0	33	100.00
Autres méthodes	positif	0	24	100.00
Total		0	76	100.00

B22 S. pneumoniae antigène urine

S. pneumoniae antigène urine	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Quidel Sofia	négatif	18	0	100.00
	négatif	25	0	100.00
Autres méthodes	négatif	21	0	100.00
Total		64	0	100.00

B24 RSV/Influenza antigène

Influenza Ag	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
	négatif	1	0	100.00
Autres méthodes	négatif	11	0	100.00
Total		12	0	100.00

RSV Antigène	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
	positif	1	2	66.67
Autres méthodes	positif	0	17	100.00
Total		1	19	95.00

B27 Helicobacter Pylori antigène

Helicobacter pylori antigène	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Ridascreen	positif	0	7	100.00
Oxoid RAPID Hp StAR	positif	1	4	80.00
SD-Biosensor	positif	0	7	100.00
Liaison	positif	0	14	100.00
Test rapide	positif	1	17	94.44
Meridian STAT! HpSA	positif	1	4	80.00
CerTest Biotec	positif	0	13	100.00
Total		3	66	95.65

B30 Rota-/Adeno-/Norovirus Ag

Adenovirus Ag	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
SD-Biosensor	négatif	7	0	100.00
CerTest Biotec	négatif	6	0	100.00
r-biopharm	négatif	5	0	100.00
Autres méthodes	négatif	18	0	100.00
Total		36	0	100.00

Norovirus Ag	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	11	0	100.00

Rotavirus Ag	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
r-biopharm	positif	0	5	100.00
SD-Biosensor	négatif	7	0	100.00
Autres méthodes	positif	2	14	87.50
CerTest Biotec	positif	0	7	100.00
Total		9	26	74.29

B32 SARS-CoV-2 IgG/IgM

SARS-CoV-2 IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	1	100.00

SARS-CoV-2 IgG NCP	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	1	100.00

SARS-CoV-2 IgG Spike 1	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	5	100.00

SARS-CoV-2 IgG Spike 2 Ak	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	1	100.00

B33 SARS-CoV-2 Ag

SARS-CoV-2 Antigen	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Roche	négatif	12	0	100.00
Autres méthodes	négatif	23	0	100.00
Total		35	0	100.00

B34 FSME IgG/IgM

FSME IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	1	5	83.33

FSME IgM	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	6	0	100.00

B35 Masern/Parvovirus IgG/IgM

Masern IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	16	0	100.00

Masern IgM	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	11	0	100.00

Parvovirus B19 IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	14	0	100.00

Parvovirus B19 IgM	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	13	0	100.00

B37 C. Diff Ag (GDH, Toxine A/B)

C. Diff GDH	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	16	100.00
Ridascreen	positif	0	5	100.00
Techlab C.Diff Quick Chek	positif	0	12	100.00
Total		0	33	100.00

C. Diff Toxin A	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	7	0	100.00

C. Diff Toxin B	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	7	0	100.00

C. Diff Tox A/B	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres méthodes	négatif	6	0	100.00
Ridascreen	négatif	6	0	100.00
Techlab C.Diff Quick Chek	négatif	11	0	100.00
Total		23	0	100.00

B38 H. pylori Urease-Test

H. pylori Urease-Test	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	0	6	100.00

B39 Mycobactéries, microscopie

Bacilles acido-alcoolo-résistants A	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Ziehl-Neelsen	positif	0	20	100.00
Auramin-Rhodamin	positif	0	3	100.00
Total		0	23	100.00

Bacilles acido-alcoolo-résistants B	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Ziehl-Neelsen	positif	0	20	100.00
Auramin-Rhodamin	positif	0	3	100.00
Total		0	23	100.00

B42 HIV, Hépatites B/C, sérologie

HBs Ag échantillon A	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres méthodes	positif	0	12	100.00
Abbott	positif	0	10	100.00
Roche	positif	0	29	100.00
Total		0	51	100.00

Anti-HBs Ig totale échantillon A	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	9	0	100.00
Roche	négatif	28	0	100.00
Autres méthodes	négatif	7	0	100.00
Total		44	0	100.00

Anti-HBc Ig totale échantillon A	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	9	100.00
Roche	positif	0	29	100.00
Autres méthodes	positif	0	7	100.00
Total		0	45	100.00

Anti-HBc IgM échantillon A	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres méthodes	négatif	4	0	100.00
Abbott	négatif	5	0	100.00
Roche	négatif	9	0	100.00
Total		18	0	100.00

HBe Ag échantillon A	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	6	0	100.00
Roche	négatif	9	0	100.00
Autres méthodes	négatif	3	1	75.00
Total		18	1	94.74

Anti-HBe Ig totale échantillon A	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	5	100.00
Roche	positif	0	9	100.00
Autres méthodes	positif	0	4	100.00
Total		0	18	100.00

Anti-HCV Ig totale échantillon A	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres méthodes	négatif	14	0	100.00
Abbott	négatif	10	0	100.00
Roche	négatif	28	0	100.00
Total		52	0	100.00

HIV 1/2 Combo échantillon A	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Roche	positif	0	36	100.00
Autres méthodes	positif	0	12	100.00
Abbott	positif	0	10	100.00
Total		0	58	100.00

HBs Ag échantillon B	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	10	0	100.00
Roche	négatif	28	0	100.00
Autres méthodes	négatif	11	0	100.00
Total		49	0	100.00

Anti-HBs Ig totale échantillon B	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	9	0	100.00
Roche	négatif	29	0	100.00
Autres méthodes	négatif	7	0	100.00
Total		45	0	100.00

Anti-HBc Ig totale échantillon B	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	9	0	100.00
Roche	négatif	29	0	100.00
Autres méthodes	négatif	7	0	100.00
Total		45	0	100.00

Anti-HBc IgM échantillon B	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	5	0	100.00
Roche	négatif	11	0	100.00
Autres méthodes	négatif	4	0	100.00
Total		20	0	100.00

HBe Ag échantillon B	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	6	0	100.00
Roche	négatif	9	0	100.00
Autres méthodes	négatif	4	0	100.00
Total		19	0	100.00

Anti-HBe Ig totale échantillon B	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	5	0	100.00
Roche	négatif	9	0	100.00
Autres méthodes	négatif	4	0	100.00
Total		18	0	100.00

Anti-HCV Ig totale échantillon B	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	10	100.00
Roche	positif	0	28	100.00
Autres méthodes	positif	0	14	100.00
Total		0	52	100.00

HIV 1/2 Combo échantillon B	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	10	0	100.00
Roche	négatif	36	0	100.00
Autres méthodes	négatif	14	0	100.00
Total		60	0	100.00

B43 Hépatites A IgG / IgM

Anti-HAV Ig	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Roche	positif	0	20	100.00
Autres méthodes	positif	0	7	100.00
Total		0	27	100.00

Anti-HAV IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	5	100.00
toutes les méthodes	positif	0	1	100.00
Total		0	6	100.00

Anti-HAV IgM	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Roche	négatif	17	0	100.00
Autres méthodes	négatif	8	0	100.00
Abbott	négatif	5	0	100.00
Total		30	0	100.00

B44 Hépatites E IgG / IgM

Anti-HEV IgG	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	10	100.00

Anti-HEV IgM	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	10	100.00

H11 Malaria test rapide / NAT

Malaria	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
	positif	0	0	10	100.00
	positif	6	1	32	82.05
SD-Biosensor	positif	0	0	31	100.00
NAT Amp.	positif	0	0	5	100.00
Autres méthodes	positif	0	0	7	100.00
Total		6	1	85	92.39

V01 HIV test rapide

HIV test rapide	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Determine HIV 1/2	positif	1	21	95.45
Autres méthodes	positif	2	4	66.67
Total		3	25	89.29