

Rapport MQ 2025/3 Résultats qualitatifs

Résumé

| Echantillon |                              | Résultats | bien | % bien   |
|-------------|------------------------------|-----------|------|----------|
| H14         | HbF-Zellen                   | 21        | 21   | 100.00 % |
| I09         | Allergologie Immunocap RAPID | 5345      | 5241 | 98.05 %  |
| S01         | Okkultes Blut im Stuhl       | 212       | 212  | 100.00 % |
| U02         | Urin Teststreifen/HCG        | 1239      | 1217 | 98.22 %  |
| U03         | Urin Drogen                  | 916       | 907  | 99.02 %  |
| Total       |                              | 7733      | 7598 | 98.25 %  |

|                       |              |          |           |               |
|-----------------------|--------------|----------|-----------|---------------|
| <b>H14 HbF-Zellen</b> |              |          |           |               |
| <b>HbF-Cellules</b>   | Valeur cible | négatif  | positif   | % Respecté    |
| Kleihauer-Bethke      | positif      | 0        | 19        | 100.00        |
| Flowcytometrie        | positif      | 0        | 2         | 100.00        |
| <b>Total</b>          |              | <b>0</b> | <b>21</b> | <b>100.00</b> |

**I09 Allergologie Immunocap RAPID**

| <b>D1 Derm. pteronyssin.</b> | Valeur cible | négatif | limite | positif | % Respecté |
|------------------------------|--------------|---------|--------|---------|------------|
| ImmunoCAP rapid              | négatif      | 512     | 8      | 9       | 96.79      |

| <b>E1 Chat</b>  | Valeur cible | négatif | limite | positif | % Respecté |
|-----------------|--------------|---------|--------|---------|------------|
| ImmunoCAP rapid | positif      | 10      | 2      | 530     | 97.79      |

| <b>E5 chien</b> | Valeur cible | négatif | limite | positif | % Respecté |
|-----------------|--------------|---------|--------|---------|------------|
| ImmunoCAP rapid | positif      | 11      | 1      | 529     | 97.78      |

| <b>F1 Blanc d'oeuf de poule</b> | Valeur cible | négatif | limite | positif | % Respecté |
|---------------------------------|--------------|---------|--------|---------|------------|
| ImmunoCAP rapid                 | négatif      | 42      | 0      | 2       | 95.45      |

| <b>F2 Lait</b>  | Valeur cible | négatif | limite | positif | % Respecté |
|-----------------|--------------|---------|--------|---------|------------|
| ImmunoCAP rapid | négatif      | 42      | 0      | 1       | 97.67      |

| <b>G6 fléole des prés</b> | Valeur cible | négatif | limite | positif | % Respecté |
|---------------------------|--------------|---------|--------|---------|------------|
| ImmunoCAP rapid           | négatif      | 513     | 8      | 10      | 96.61      |

| <b>i6 Blatte germanique</b> | Valeur cible | négatif | limite | positif | % Respecté |
|-----------------------------|--------------|---------|--------|---------|------------|
| ImmunoCAP rapid             | négatif      | 487     | 0      | 2       | 99.59      |

|                       |              |         |        |         |            |
|-----------------------|--------------|---------|--------|---------|------------|
| <b>m6 Moisissure</b>  | Valeur cible | négatif | limite | positif | % Respecté |
| ImmunoCAP rapid       | négatif      | 485     | 1      | 3       | 99.18      |
| <b>T3 Bouleau</b>     | Valeur cible | négatif | limite | positif | % Respecté |
| ImmunoCAP rapid       | positif      | 11      | 1      | 530     | 97.79      |
| <b>T9 olivier</b>     | Valeur cible | négatif | limite | positif | % Respecté |
| ImmunoCAP rapid       | négatif      | 524     | 0      | 9       | 98.31      |
| <b>W21 Pariétaire</b> | Valeur cible | négatif | limite | positif | % Respecté |
| ImmunoCAP rapid       | négatif      | 525     | 2      | 4       | 98.87      |
| <b>W6 Armoise</b>     | Valeur cible | négatif | limite | positif | % Respecté |
| ImmunoCAP rapid       | négatif      | 522     | 2      | 7       | 98.31      |

S01 Sang occulte dans les selles

| Sang occulte dans les selles | Valeur cible     | négatif | limite | positif | % Respecté |
|------------------------------|------------------|---------|--------|---------|------------|
|                              | négatif          | 26      | 0      | 0       | 100.00     |
| Test Colo-Rectal             | négatif          | 28      | 0      | 0       | 100.00     |
| Autres immuno                | négatif          | 79      | 0      | 0       | 100.00     |
| Test Hémo occult             | négatif          | 2       | 0      | 0       | 100.00     |
|                              | négatif          | 2       | 0      | 0       | 100.00     |
|                              | négatif          | 7       | 0      | 0       | 100.00     |
| Autres Guajak                | Valeur limite/ne | 0       | 0      | 0       | nan        |
|                              | négatif          | 68      | 0      | 0       | 100.00     |
| Total                        |                  | 0       | 0      | 0       | nan        |

Commentaire

Notre échantillon ne contenait pas de sang, tous les tests devraient être "négatif".

**U02 Bandelettes urinaires/HCG**

| <b>HCG</b>         | Valeur cible     | négatif  | limite   | positif  | % Respecté |
|--------------------|------------------|----------|----------|----------|------------|
| Test rapide        | positif          | 22       | 0        | 1217     | 98.22      |
| Autres méthodes    | Valeur limite/ne | 0        | 0        | 0        | nan        |
| RapiPreg, Morwell  | Valeur limite/ne | 0        | 0        | 0        | nan        |
| hCG+, Abbott       | Valeur limite/ne | 0        | 0        | 0        | nan        |
| BioSign            | Valeur limite/ne | 0        | 0        | 0        | nan        |
| Quick Vue Plus     | Valeur limite/ne | 0        | 0        | 0        | nan        |
| Viola, Orion       | Valeur limite/ne | 0        | 0        | 0        | nan        |
| Clearview, Unipath | Valeur limite/ne | 0        | 0        | 0        | nan        |
| Gravi HCG, Intex   | Valeur limite/ne | 0        | 0        | 0        | nan        |
| Mainline           | Valeur limite/ne | 0        | 0        | 0        | nan        |
| Diatest            | Valeur limite/ne | 0        | 0        | 0        | nan        |
| SAS                | Valeur limite/ne | 0        | 0        | 0        | nan        |
| Autres méthodes    | Valeur limite/ne | 0        | 0        | 0        | nan        |
| BioMérieux         | Valeur limite/ne | 0        | 0        | 0        | nan        |
|                    | Valeur limite/ne | 0        | 0        | 0        | nan        |
| <b>Total</b>       |                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>nan</b> |

**Commentaire**

*L'urine provenait de donneurs sains, à laquelle a été ajoutés du nitrite et du hCG*

**U03 Urine drogues d'abus**

| <b>6-Acetylmorphin</b> | Valeur cible | négatif | limite | positif | % Respecté |
|------------------------|--------------|---------|--------|---------|------------|
| toutes les méthodes    | négatif      | 2       | 0      | 0       | 100.00     |

| <b>Amphétamines</b>  | Valeur cible | négatif    | limite   | positif  | % Respecté    |
|----------------------|--------------|------------|----------|----------|---------------|
| Abbott               | négatif      | 5          | 0        | 0        | 100.00        |
| Cobas                | négatif      | 8          | 0        | 0        | 100.00        |
| Protzek              | négatif      | 5          | 0        | 0        | 100.00        |
| Autres quantitatifs  | négatif      | 13         | 0        | 0        | 100.00        |
| Intex                | négatif      | 3          | 0        | 0        | 100.00        |
| Willi Fox            | négatif      | 4          | 0        | 0        | 100.00        |
| Autres tests rapides | négatif      | 8          | 0        | 0        | 100.00        |
| MD Doctors Direct    | négatif      | 7          | 0        | 0        | 100.00        |
| Clear Test           | négatif      | 5          | 0        | 0        | 100.00        |
| Triage TOX           | négatif      | 24         | 0        | 0        | 100.00        |
| Nal von Minden       | négatif      | 9          | 0        | 0        | 100.00        |
| SureStep Abbott      | négatif      | 14         | 0        | 0        | 100.00        |
| Siemens              | négatif      | 2          | 0        | 0        | 100.00        |
| <b>Total</b>         |              | <b>107</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100.00</b> |

| <b>Barbituriques</b> | Valeur cible | négatif  | limite   | positif   | % Respecté   |
|----------------------|--------------|----------|----------|-----------|--------------|
| Abbott               | positif      | 0        | 0        | 2         | 100.00       |
| Cobas                | limite       | 2        | 0        | 5         | 100.00       |
| Protzek              | limite       | 1        | 1        | 0         | 100.00       |
| Autres quantitatifs  | positif      | 0        | 0        | 6         | 100.00       |
| Willi Fox            | positif      | 0        | 0        | 2         | 100.00       |
| Autres tests rapides | limite       | 1        | 0        | 2         | 100.00       |
| MD Doctors Direct    | positif      | 0        | 0        | 4         | 100.00       |
| Triage TOX           | limite       | 1        | 0        | 23        | 100.00       |
| Nal von Minden       | limite       | 1        | 1        | 1         | 100.00       |
| SureStep Abbott      | limite       | 1        | 0        | 9         | 100.00       |
| Siemens              | positif      | 0        | 0        | 2         | 100.00       |
| <b>Total</b>         |              | <b>7</b> | <b>2</b> | <b>56</b> | <b>86.15</b> |

| <b>Benzodiazépines</b> | Valeur cible | négatif    | limite   | positif  | % Respecté    |
|------------------------|--------------|------------|----------|----------|---------------|
| Abbott                 | négatif      | 5          | 0        | 0        | 100.00        |
| Cobas                  | négatif      | 8          | 0        | 0        | 100.00        |
| Protzek                | négatif      | 4          | 0        | 0        | 100.00        |
| Autres quantitatifs    | négatif      | 13         | 0        | 0        | 100.00        |
| Intex                  | négatif      | 4          | 0        | 0        | 100.00        |
| Willi Fox              | négatif      | 4          | 0        | 0        | 100.00        |
| Autres tests rapides   | négatif      | 9          | 0        | 0        | 100.00        |
| MD Doctors Direct      | négatif      | 9          | 0        | 0        | 100.00        |
| Clear Test             | négatif      | 5          | 0        | 0        | 100.00        |
| Triage TOX             | négatif      | 24         | 0        | 0        | 100.00        |
| Nal von Minden         | négatif      | 9          | 0        | 0        | 100.00        |
| SureStep Abbott        | négatif      | 14         | 0        | 0        | 100.00        |
| Siemens                | négatif      | 2          | 0        | 0        | 100.00        |
| <b>Total</b>           |              | <b>110</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100.00</b> |

| <b>Buprenorphin</b> | Valeur cible | négatif | limite | positif | % Respecté |
|---------------------|--------------|---------|--------|---------|------------|
| toutes les méthodes | négatif      | 9       | 0      | 0       | 100.00     |

| <b>Cannabinoïdes</b> | Valeur cible | négatif    | limite   | positif  | % Respecté   |
|----------------------|--------------|------------|----------|----------|--------------|
| Abbott               | négatif      | 6          | 0        | 0        | 100.00       |
| Cobas                | négatif      | 8          | 0        | 0        | 100.00       |
| Protzek              | négatif      | 6          | 0        | 0        | 100.00       |
| Autres quantitatifs  | négatif      | 12         | 0        | 1        | 92.31        |
| Intex                | négatif      | 7          | 0        | 0        | 100.00       |
| Willi Fox            | négatif      | 9          | 0        | 1        | 90.00        |
| Autres tests rapides | négatif      | 13         | 0        | 0        | 100.00       |
| MD Doctors Direct    | négatif      | 10         | 0        | 0        | 100.00       |
| Clear Test           | négatif      | 6          | 0        | 0        | 100.00       |
| Triage TOX           | négatif      | 24         | 0        | 0        | 100.00       |
| Nal von Minden       | négatif      | 12         | 0        | 0        | 100.00       |
| SureStep Abbott      | négatif      | 16         | 0        | 0        | 100.00       |
| Siemens              | négatif      | 2          | 0        | 0        | 100.00       |
| <b>Total</b>         |              | <b>131</b> | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>98.50</b> |

| <b>Cocaïne</b>       | Valeur cible | négatif  | limite   | positif    | % Respecté   |
|----------------------|--------------|----------|----------|------------|--------------|
| Abbott               | positif      | 0        | 0        | 5          | 100.00       |
| Cobas                | positif      | 0        | 0        | 8          | 100.00       |
| Protzek              | positif      | 2        | 0        | 4          | 66.67        |
| Autres quantitatifs  | positif      | 2        | 0        | 12         | 85.71        |
| Intex                | positif      | 0        | 0        | 3          | 100.00       |
| Willi Fox            | positif      | 0        | 0        | 4          | 100.00       |
| Autres tests rapides | positif      | 0        | 0        | 10         | 100.00       |
| MD Doctors Direct    | positif      | 0        | 0        | 9          | 100.00       |
| Clear Test           | positif      | 0        | 0        | 5          | 100.00       |
| Triage TOX           | positif      | 0        | 0        | 24         | 100.00       |
| Nal von Minden       | positif      | 2        | 0        | 7          | 77.78        |
| SureStep Abbott      | positif      | 1        | 0        | 14         | 93.33        |
| Siemens              | positif      | 0        | 0        | 2          | 100.00       |
| <b>Total</b>         |              | <b>7</b> | <b>0</b> | <b>107</b> | <b>93.86</b> |

| <b>Ecstasy</b>       | Valeur cible | négatif   | limite   | positif  | % Respecté    |
|----------------------|--------------|-----------|----------|----------|---------------|
| Autres tests rapides | négatif      | 25        | 0        | 0        | 100.00        |
| LCMS                 | négatif      | 1         | 0        | 0        | 100.00        |
| <b>Total</b>         |              | <b>26</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100.00</b> |

| <b>EDDP</b>         | Valeur cible | négatif | limite | positif | % Respecté |
|---------------------|--------------|---------|--------|---------|------------|
| toutes les méthodes | négatif      | 19      | 0      | 0       | 100.00     |

| <b>Ethylglucuronid ql</b> | Valeur cible | négatif | limite | positif | % Respecté |
|---------------------------|--------------|---------|--------|---------|------------|
| Test rapide               | négatif      | 3       | 0      | 0       | 100.00     |

| <b>LSD</b>          | Valeur cible | négatif  | limite   | positif  | % Respecté    |
|---------------------|--------------|----------|----------|----------|---------------|
| Autres quantitatifs | négatif      | 3        | 0        | 0        | 100.00        |
| Cobas               | négatif      | 1        | 0        | 0        | 100.00        |
| <b>Total</b>        |              | <b>4</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100.00</b> |

| <b>Méthadone</b>     | Valeur cible | négatif   | limite   | positif  | % Respecté    |
|----------------------|--------------|-----------|----------|----------|---------------|
| Abbott               | négatif      | 5         | 0        | 0        | 100.00        |
| Cobas                | négatif      | 6         | 0        | 0        | 100.00        |
| Protzek              | négatif      | 4         | 0        | 0        | 100.00        |
| Autres quantitatifs  | négatif      | 10        | 0        | 0        | 100.00        |
| Intex                | négatif      | 3         | 0        | 0        | 100.00        |
| Willi Fox            | négatif      | 4         | 0        | 0        | 100.00        |
| Autres tests rapides | négatif      | 9         | 0        | 0        | 100.00        |
| MD Doctors Direct    | négatif      | 9         | 0        | 0        | 100.00        |
| Clear Test           | négatif      | 5         | 0        | 0        | 100.00        |
| Triage TOX           | négatif      | 14        | 0        | 0        | 100.00        |
| Nal von Minden       | négatif      | 7         | 0        | 0        | 100.00        |
| SureStep Abbott      | négatif      | 13        | 0        | 0        | 100.00        |
| Siemens              | négatif      | 2         | 0        | 0        | 100.00        |
| <b>Total</b>         |              | <b>91</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100.00</b> |

| <b>Méthamphétamine</b> | Valeur cible | négatif   | limite   | positif  | % Respecté    |
|------------------------|--------------|-----------|----------|----------|---------------|
| Intex                  | négatif      | 1         | 0        | 0        | 100.00        |
| Autres méthodes        | négatif      | 14        | 0        | 0        | 100.00        |
| Triage TOX             | négatif      | 22        | 0        | 0        | 100.00        |
| Nal von Minden         | négatif      | 7         | 0        | 0        | 100.00        |
| SureStep Abbott        | négatif      | 8         | 0        | 0        | 100.00        |
| Protzek                | négatif      | 5         | 0        | 0        | 100.00        |
| Willi Fox              | négatif      | 2         | 0        | 0        | 100.00        |
| <b>Total</b>           |              | <b>59</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100.00</b> |

| <b>Méthaqualone</b>  | Valeur cible | négatif    | limite   | positif  | % Respecté    |
|----------------------|--------------|------------|----------|----------|---------------|
| toutes les méthodes  | négatif      | 1          | 0        | 0        | 100.00        |
|                      |              |            |          |          |               |
| <b>Morphin</b>       | Valeur cible | négatif    | limite   | positif  | % Respecté    |
| toutes les méthodes  | négatif      | 9          | 0        | 0        | 100.00        |
|                      |              |            |          |          |               |
| <b>Opiacés</b>       | Valeur cible | négatif    | limite   | positif  | % Respecté    |
| Abbott               | négatif      | 5          | 0        | 0        | 100.00        |
| Cobas                | négatif      | 8          | 0        | 0        | 100.00        |
| Protzek              | négatif      | 6          | 0        | 0        | 100.00        |
| Autres quantitatifs  | négatif      | 14         | 0        | 0        | 100.00        |
| Intex                | négatif      | 3          | 0        | 0        | 100.00        |
| Willi Fox            | négatif      | 4          | 0        | 0        | 100.00        |
| Autres tests rapides | négatif      | 10         | 0        | 0        | 100.00        |
| MD Doctors Direct    | négatif      | 9          | 0        | 0        | 100.00        |
| Clear Test           | négatif      | 4          | 0        | 0        | 100.00        |
| Triage TOX           | négatif      | 24         | 0        | 0        | 100.00        |
| Nal von Minden       | négatif      | 9          | 0        | 0        | 100.00        |
| SureStep Abbott      | négatif      | 10         | 0        | 0        | 100.00        |
| Siemens              | négatif      | 2          | 0        | 0        | 100.00        |
| <b>Total</b>         |              | <b>108</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100.00</b> |
|                      |              |            |          |          |               |
| <b>Paracétamol</b>   | Valeur cible | négatif    | limite   | positif  | % Respecté    |
| Triage TOX           | négatif      | 2          | 0        | 0        | 100.00        |
| Autres méthodes      | négatif      | 3          | 0        | 0        | 100.00        |
| <b>Total</b>         |              | <b>5</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100.00</b> |

| <b>Phencyclidin</b>  | Valeur cible | négatif  | limite   | positif  | % Respecté   |
|----------------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|
| Triage TOX           | négatif      | 1        | 0        | 0        | 100.00       |
| Autres tests rapides | positif      | 0        | 0        | 5        | 100.00       |
| LCMS                 | négatif      | 1        | 0        | 0        | 100.00       |
| <b>Total</b>         |              | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>28.57</b> |

| <b>TCA</b>          | Valeur cible | négatif   | limite   | positif  | % Respecté    |
|---------------------|--------------|-----------|----------|----------|---------------|
| toutes les méthodes | négatif      | 22        | 0        | 0        | 100.00        |
| Triage TOX          | négatif      | 22        | 0        | 0        | 100.00        |
| <b>Total</b>        |              | <b>44</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100.00</b> |

**Commentaire**

À un litre d'urine ont été ajouté 3.2 ml d'éthanol, 0.6 mg de pentobarbital, 0.5 mg de cocaïne, 0.5 mg de Benzoylécgonine et 0.15 mg de phencyclidine. Les barbiturates, la cocaïne et la phencyclidine doivent être positifs. Dans certaines méthodes, une concentration de 0,6 mg/l de pentobarbital peut être limite. Dans ces cas, le barbiturate n'a pas été évalué.