

Rapport MQ 2025/4 Résultats qualitatifs
08.12.2025 V1.0

Résumé

Echantillon		Résultats	bien	% bien
H14	HbF-Cellules	21	21	100.00 %
I09	Allergologie Immunocap RAPID	5382	5237	97.31 %
S01	Sang occulte dans les selles	214	211	98.60 %
U02	Bandelettes urinaires/HCG	1254	1240	98.88 %
U03	Urine drogues d'abus	940	932	99.15 %
Total		7811	7641	97.82 %

H14 HbF-Cellules

HbF-Cellules	Valeur cible	negatif	positif	% Respecte
cytometrie en flux	negatif	2	0	100.00
Kleihauer-Bethke	negatif	19	0	100.00
Total		21	0	100.00

I09 Allergologie Immunocap RAPID

D1 Derm. pteronyssin.	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	498	23	16	92.74
E1 Chat	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	5	0	538	99.08
E5 chien	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	Valeur limite/ne	463	48	25	95.34
F1 Blanc d'oeuf de poule	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	41	0	1	97.62
F2 Lait	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	42	0	0	100.00
G6 fléole des prés	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	10	6	527	97.05
i6 Blatte germanique	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	491	2	1	99.39

m6 Moisissure	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	482	9	3	97.57
T3 Bouleau	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	7	2	534	98.34
T9 olivier	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	523	7	6	97.57
W21 Pariétaire	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	526	5	5	98.13
W6 Armoise	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	524	5	7	97.76

S01 Sang occulte dans les selles

Sang occulte dans les selles	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Test Colo-Rectal	positif	0	0	28	100.00
I-Colo-Rectal Test	positif	0	0	68	100.00
Epi Tuub	positif	1	1	5	71.43
Hexagon OBTI	positif	1	0	27	96.43
Hemofec	positif	0	0	2	100.00
Test Hémoccult	positif	0	0	2	100.00
Autres immuno	positif	0	0	79	100.00
Total		2	1	211	98.60

Commentaire

Notre échantillon de selles simulé contient du sang humain, tous les tests devraient être "positif".

U02 Bandelettes urinaires/HCG

HCG	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Test rapide	positif	13	1	1240	98.88

Commentaire

L'urine provenait de donneurs sains, à laquelle a été ajoutés du sang et du hCG

U03 Urine drogues d'abus

6-Acetylmorphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	2	0	100.00

Amphétamines	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	5	0	100.00
Roche	négatif	8	0	100.00
Siemens	négatif	2	0	100.00
Clear Test	négatif	5	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	6	0	100.00
Nal von Minden	négatif	9	0	100.00
Protzek	négatif	6	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	15	0	100.00
Triage TOX	négatif	24	0	100.00
Willi Fox	négatif	5	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	9	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	12	0	100.00
Total		109	0	100.00

Barbituriques	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	3	0	100.00
Roche	négatif	7	0	100.00
Siemens	négatif	2	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	4	0	100.00
Nal von Minden	négatif	3	0	100.00
Protzek	négatif	3	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	10	0	100.00
Triage TOX	négatif	24	0	100.00
Willi Fox	négatif	2	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	5	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	5	0	100.00
Total		68	0	100.00

Benzodiazépines	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	5	100.00
Roche	positif	0	8	100.00
Siemens	positif	0	2	100.00
Clear Test	positif	0	5	100.00
Intex	positif	0	4	100.00
MD Doctors Direct	positif	0	8	100.00
Nal von Minden	positif	0	9	100.00
Protzek	positif	0	5	100.00
SureStep Abbott	positif	3	12	80.00
Triage TOX	positif	0	24	100.00
Willi Fox	positif	0	5	100.00
Autres tests rapides	positif	1	9	90.00
Autres quantitatifs	positif	0	12	100.00
Total		4	108	96.43

Buprenorphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	9	0	100.00

Cannabinoïdes	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	6	0	100.00
Roche	négatif	8	0	100.00
Siemens	négatif	2	0	100.00
Clear Test	négatif	6	0	100.00
Intex	négatif	8	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	0	100.00
Nal von Minden	négatif	12	0	100.00
Protzek	négatif	7	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	17	0	100.00
Triage TOX	négatif	24	0	100.00
Willi Fox	négatif	10	1	90.91
Autres tests rapides	négatif	15	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	11	1	91.67
Total		135	2	98.54

Cocaïne	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	5	0	100.00
Roche	négatif	8	0	100.00
Siemens	négatif	2	0	100.00
Clear Test	négatif	5	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	0	100.00
Nal von Minden	négatif	9	0	100.00
Protzek	négatif	7	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	15	0	100.00
Triage TOX	négatif	24	0	100.00
Willi Fox	négatif	5	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	12	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	12	0	100.00
Total		115	0	100.00

Ecstasy	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
LCMS	négatif	1	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	26	0	100.00
Total		27	0	100.00

EDDP	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	20	0	100.00

Ethylglucuronid ql	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	négatif	3	0	100.00

LSD	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Roche	positif	0	2	100.00
Autres quantitatifs	positif	1	2	66.67
Total		1	4	80.00

Méthadone	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	4	0	100.00
Roche	négatif	6	0	100.00
Siemens	négatif	2	0	100.00
Clear Test	négatif	5	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	0	100.00
Nal von Minden	négatif	7	0	100.00
Protzek	négatif	5	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	14	0	100.00
Triage TOX	négatif	14	0	100.00
Willi Fox	négatif	5	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	11	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	9	0	100.00
Total		93	0	100.00

Méthamphétamine	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Intex	négatif	1	0	100.00
Nal von Minden	négatif	7	0	100.00
Protzek	négatif	6	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	9	0	100.00
Triage TOX	négatif	22	0	100.00
Willi Fox	négatif	2	0	100.00
Autres méthodes	négatif	15	0	100.00
Total		62	0	100.00

Méthqualone	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	1	100.00

Morphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	10	0	100.00

Opiacés	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	5	0	100.00
Roche	négatif	8	0	100.00
Siemens	négatif	2	0	100.00
Clear Test	négatif	4	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	0	100.00
Nal von Minden	négatif	9	0	100.00
Protzek	négatif	6	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	9	1	90.00
Triage TOX	négatif	24	0	100.00
Willi Fox	négatif	5	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	12	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	13	0	100.00
Total		108	1	99.08

Paracétamol	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage TOX	positif	0	2	100.00
Autres méthodes	positif	0	3	100.00
Total		0	5	100.00

Phencyclidin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage TOX	négatif	1	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	4	0	100.00
LCMS	négatif	1	0	100.00
Total		6	0	100.00

TCA	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage TOX	négatif	23	0	100.00
Autres méthodes	négatif	24	0	100.00
Total		47	0	100.00

Commentaire

À un litre d'urine ont été ajouté 11.7mg de paracétamol, 1.35mg de méthaqualone, 4ug de LSD, 0.3mg de flurazépam (= benzodiazépine) et 0.45mg de clobazam (= benzodiazépine).