

Rapport MQ 2026/2 Résultats qualitatifs
22.06.2026 V1.0

Résumé

Echantillon		Résultats	bien	% bien
H14	HbF-Cellules	26	25	96.15 %
I09	Allergologie Immunocap RAPID	5021	4878	97.15 %
S01	Sang occulte dans les selles	217	213	98.16 %
U02	Bandelettes urinaires/HCG	1287	1264	98.21 %
U03	Urine drogues d'abus	986	964	97.77 %
Total		7537	7344	97.44 %

H14 HbF-Cellules

HbF-Cellules	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
cytométrie en flux	négatif	3	0	100.00
Kleihauer-Bethke	négatif	22	1	95.65
Total		25	1	96.15

I09 Allergologie Immunocap RAPID

D1 Derm. pteronyssin.	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	Valeur limite/po	42	73	390	91.68

E1 Chat	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	16	2	487	96.44

E5 chien	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	10	3	492	97.43

F1 Blanc d'oeuf de poule	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	44	0	0	100.00

F2 Lait	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	44	0	0	100.00

G6 fléole des prés	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	17	3	485	96.04

i6 Blatte germanique	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	452	2	2	99.12

m6 Moisissure	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	Valeur limite/po	31	67	363	93.28
T3 Bouleau	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	495	2	2	99.20
T9 olivier	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	497	0	2	99.60
W21 Pariétaire	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	496	2	1	99.40
W6 Armoise	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	493	3	3	98.80

S01 Sang occulte dans les selles

Sang occulte dans les selles	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Test Colo-Rectal	positif	0	0	31	100.00
I-Colo-Rectal Test	positif	0	0	68	100.00
Epi Tuub	positif	2	0	5	71.43
Hexagon OBTI	positif	0	1	25	96.15
Hemofec	positif	0	0	2	100.00
Test Hémoccult	positif	0	0	3	100.00
Autres Guajak	positif	0	0	1	100.00
Autres immuno	positif	1	0	78	98.73
Total		3	1	213	98.16

Commentaire

Notre échantillon de selles simulé contient du sang humain, tous les tests devraient être "positif".

U02 Bandelettes urinaires/HCG

HCG	Valeur cible	négatif	limite	positif	% Respecté
Test rapide	positif	22	1	1264	98.21

Commentaire

L'urine provenait de donneurs sains, à laquelle a été ajouté du HCG.

U03 Urine drogues d'abus

6-Acetylmorphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	2	0	100.00

Amphétamines	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	5	0	100.00
Roche	négatif	8	0	100.00
Siemens	négatif	2	0	100.00
Clear Test	négatif	4	1	80.00
Intex	négatif	3	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	4	0	100.00
Nal von Minden	négatif	9	0	100.00
Protzek	négatif	6	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	15	0	100.00
Triage TOX	négatif	27	0	100.00
Willi Fox	négatif	6	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	12	1	92.31
Autres quantitatifs	négatif	11	0	100.00
Total		112	2	98.25

Barbituriques	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	3	100.00
Roche	positif	1	6	85.71
Siemens	positif	0	2	100.00
MD Doctors Direct	positif	0	4	100.00
Nal von Minden	négatif	3	0	100.00
Protzek	non évaluable	2	1	100.00
SureStep Abbott	positif	2	8	80.00
Triage TOX	non évaluable	19	8	100.00
Willi Fox	positif	0	2	100.00
Autres tests rapides	positif	1	5	83.33
Autres quantitatifs	positif	0	4	100.00
Total		28	43	60.56

Benzodiazépines	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	5	0	100.00
Roche	négatif	8	0	100.00
Siemens	négatif	2	0	100.00
Clear Test	négatif	4	1	80.00
Intex	négatif	4	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	6	0	100.00
Nal von Minden	négatif	9	0	100.00
Protzek	négatif	5	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	15	0	100.00
Triage TOX	négatif	27	0	100.00
Willi Fox	négatif	6	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	11	2	84.62
Autres quantitatifs	négatif	11	0	100.00
Total		113	3	97.41

Buprenorphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	1	9	90.00

Cannabinoïdes	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	6	0	100.00
Roche	négatif	8	0	100.00
Siemens	négatif	2	0	100.00
Clear Test	négatif	5	1	83.33
Intex	négatif	9	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	0	100.00
Nal von Minden	négatif	11	1	91.67
Protzek	négatif	7	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	17	0	100.00
Triage TOX	négatif	27	0	100.00
Willi Fox	négatif	10	1	90.91
Autres tests rapides	négatif	18	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	11	0	100.00
Total		139	3	97.89

Cocaïne	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	positif	0	5	100.00
Roche	positif	0	8	100.00
Siemens	positif	0	2	100.00
Clear Test	positif	1	4	80.00
Intex	positif	0	3	100.00
MD Doctors Direct	positif	0	6	100.00
Nal von Minden	positif	0	9	100.00
Protzek	positif	1	6	85.71
SureStep Abbott	positif	0	15	100.00
Triage TOX	positif	0	27	100.00
Willi Fox	positif	0	6	100.00
Autres tests rapides	positif	2	13	86.67
Autres quantitatifs	positif	0	12	100.00
Total		4	116	96.67

Ecstasy, qI	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
LCMS	négatif	1	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	27	0	100.00
Total		28	0	100.00

EDDP	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	19	0	100.00

Ethylglucuronid qI	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	0	4	100.00

Fentanyl	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
LCMS	négatif	3	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	2	0	100.00
Total		5	0	100.00

LSD	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Roche	positif	0	2	100.00
Autres quantitatifs	positif	1	2	66.67
Total		1	4	80.00

Méthadone	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	4	0	100.00
Roche	négatif	6	0	100.00
Siemens	négatif	2	0	100.00
Clear Test	négatif	4	1	80.00
Intex	négatif	3	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	6	0	100.00
Nal von Minden	négatif	7	0	100.00
Protzek	négatif	5	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	14	0	100.00
Triage TOX	négatif	17	0	100.00
Willi Fox	négatif	6	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	12	1	92.31
Autres quantitatifs	négatif	8	0	100.00
Total		94	2	97.92

Méthamphétamine, qI	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Intex	négatif	1	0	100.00
Nal von Minden	négatif	7	0	100.00
Protzek	négatif	6	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	9	0	100.00
Triage TOX	négatif	25	0	100.00
Willi Fox	négatif	2	0	100.00
Autres méthodes	négatif	16	0	100.00
Total		66	0	100.00

Méthaqualone	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	3	0	100.00

Morphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	10	0	100.00

Opiacés	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Abbott	négatif	5	0	100.00
Roche	négatif	8	0	100.00
Siemens	négatif	2	0	100.00
Clear Test	négatif	3	1	75.00
Intex	négatif	3	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	6	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	100.00
Protzek	négatif	6	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	10	0	100.00
Triage TOX	négatif	27	0	100.00
Willi Fox	négatif	6	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	15	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	11	1	91.67
Total		110	2	98.21

Paracétamol	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage TOX	positif	0	2	100.00
Autres méthodes	positif	0	3	100.00
Total		0	5	100.00

Phencyclidin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	6	0	100.00
LCMS	négatif	3	0	100.00
Total		9	0	100.00

TCA, ql	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage TOX	négatif	25	0	100.00
Autres méthodes	négatif	24	0	100.00
Total		49	0	100.00

Commentaire

À un litre d'urine ont été ajouté 11.13mg de paracétamol, 15 µg de buprénorphine, 450 µg de cocaïne, 400 µg de Benzoylécgonine (cocaïne), 2 µg de LSD, 500 µg de pentobarbital (barbiturique) et 300 µg de thiopental (barbiturique). Les tests pour lesquels la concentration en barbituriques peut être limite n'ont pas été évalués.