

Bericht MQ 2026/3 Mikrobiologie: Molekulare Diagnostik

28.09.2026 V1.0

Zusammenfassung

Probe		Resultate	gut	% gut
B11	Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae	121	118	97.52 %
B12	Staphylococcus aureus, MRSA	35	35	100.00 %
B13	Clostridium difficile	88	85	96.59 %
B14	Streptococcus Gruppe B	45	45	100.00 %
B15	Norovirus	70	69	98.57 %
B16	Virus dell'influenza/RSV	149	149	100.00 %
B17	Mycobacterium tuberculosis	32	32	100.00 %
B18	Gastrointestinal Panel NAT	1476	1476	100.00 %
B19	Respiratory Panel NAT	1272	1262	99.21 %
B23	Meningitis Panel NAT	827	827	100.00 %
B25	Carba-R	34	34	100.00 %
B26	Enterovirus	6	6	100.00 %
B29	VanA/VanB	32	32	100.00 %
B31	SARS-CoV-2	52	51	98.08 %
B36	SARS-CoV2+Flu+RSV	239	238	99.58 %
V07	HIV-1 WB NAT	4	4	100.00 %
Total		4482	4463	99.58 %

B11 Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae

Chlamydia trachomatis (CT)	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
GeneXpert	negativ	34	0	100.00
andere Methoden	negativ	26	0	100.00
Total		60	0	100.00

Neisseria gonorrhoeae (NG)	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
GeneXpert	positiv	0	34	100.00
andere Methoden	positiv	3	24	88.89
Total		3	58	95.08

B12 Staphylococcus aureus, MRSA

MRSA	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
GeneXpert	negativ	33	0	100.00

Staphylococcus aureus (SA)	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
GeneXpert	positiv	0	2	100.00

B13 Clostridium difficile

Clostridium difficile	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
GeneXpert	positiv	1	0	30	96.77
andere Methoden	positiv	0	0	1	100.00
Total		1	0	31	96.88

Binary Toxin	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
GeneXpert	positiv	1	0	27	96.43

Ribotyp 027	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
GeneXpert	grenzw/pos	1	2	25	96.43

B14 Streptococcus Gruppe B

Streptococcus Gruppe B	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
GeneXpert	positiv	0	45	100.00

B15 Norovirus

Norovirus	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
GeneXpert	positiv	1	67	98.53
andere Methoden	positiv	0	2	100.00
Total		1	69	98.57

B16 Virus dell'influenza/RSV

RSV	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
GeneXpert	negativ	38	0	100.00
cobas Liat	negativ	4	0	100.00
andere Methoden	negativ	5	0	100.00
Total		47	0	100.00

Influenza A	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
GeneXpert	negativ	38	0	100.00
cobas Liat	negativ	5	0	100.00
Abbott ID NOW	negativ	3	0	100.00
andere Methoden	negativ	5	0	100.00
Total		51	0	100.00

Influenza B	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
GeneXpert	negativ	38	0	100.00
cobas Liat	negativ	5	0	100.00
Abbott ID NOW	negativ	3	0	100.00
andere Methoden	negativ	5	0	100.00
Total		51	0	100.00

B17 Mycobacterium tuberculosis

Mycobacterium tuberculosis	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
GeneXpert	negativ	23	0	100.00

Rifampicin Resistenz (RIF)	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
GeneXpert	negativ	9	0	100.00

B18 Gastrointestinal Panel NAT

Adenovirus	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Seegene	negativ	10	0	100.00
Adenovirus F40/41	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	35	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	16	0	100.00
Total		51	0	100.00
Aeromonas	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Seegene	negativ	11	0	100.00
Astrovirus	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	positiv	0	35	100.00
QIAstat-DX	positiv	0	16	100.00
Seegene	positiv	0	10	100.00
Total		0	61	100.00
Blastocystis hominis	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Seegene	negativ	15	0	100.00
Campylobacter	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	positiv	0	33	100.00
QIAstat-DX	positiv	0	17	100.00
Seegene	positiv	0	17	100.00
BD MAX	positiv	0	7	100.00
Total		0	74	100.00

Clostridium difficile	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	34	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	17	0	100.00
Seegene	negativ	12	0	100.00
Total		63	0	100.00

Cryptosporidium	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	35	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	16	0	100.00
Seegene	negativ	16	0	100.00
Total		67	0	100.00

Cyclospora cayetanensis	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	33	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	15	0	100.00
Seegene	negativ	16	0	100.00
Total		64	0	100.00

Dientamoeba fragilis	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Seegene	negativ	15	0	100.00

E. coli (EAEC)	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	33	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	16	0	100.00
Seegene	negativ	15	0	100.00
Total		64	0	100.00

E. coli (EIEC) / Shigella	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	33	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	17	0	100.00
Seegene	negativ	17	0	100.00
BD MAX	negativ	7	0	100.00
Total		74	0	100.00

E. coli (EPEC)	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	33	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	16	0	100.00
Seegene	negativ	15	0	100.00
Total		64	0	100.00

E. coli (ETEC)	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	33	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	16	0	100.00
Seegene	negativ	14	0	100.00
BD MAX	negativ	5	0	100.00
Total		68	0	100.00

E. coli (STEC)	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	33	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	17	0	100.00
Seegene	negativ	15	0	100.00
BD MAX	negativ	7	0	100.00
Total		72	0	100.00

E. coli O157	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	24	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	11	0	100.00
Seegene	negativ	14	0	100.00
Total		49	0	100.00

Entamoeba histolytica	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	34	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	16	0	100.00
Seegene	negativ	16	0	100.00
Total		66	0	100.00

Giardia lamblia	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	35	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	16	0	100.00
Seegene	negativ	16	0	100.00
Total		67	0	100.00

Norovirus GI/GII	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	36	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	17	0	100.00
Total		53	0	100.00

Norovirus GI	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Seegene	negativ	8	0	100.00

Norovirus GII	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Seegene	negativ	8	0	100.00
Plesiomonas shigelloides	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	34	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	16	0	100.00
BD MAX	negativ	4	0	100.00
Total		54	0	100.00
Rotavirus	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Seegene	negativ	9	0	100.00
Rotavirus A	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	36	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	17	0	100.00
Total		53	0	100.00
Salmonella	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	positiv	0	33	100.00
QIAstat-DX	positiv	0	17	100.00
Seegene	positiv	0	17	100.00
BD MAX	positiv	0	7	100.00
Total		0	74	100.00
Sapovirus	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	35	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	16	0	100.00
Seegene	negativ	9	0	100.00
Total		60	0	100.00

Vibrio	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	32	0	100.00
Seegene	negativ	13	0	100.00
BD MAX	negativ	4	0	100.00
Total		49	0	100.00

Vibrio cholerae	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	33	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	16	0	100.00
Total		49	0	100.00

Vibrio parahaemolyticus	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
QIAstat-DX	negativ	17	0	100.00

Vibrio vulnificus	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
QIAstat-DX	negativ	17	0	100.00

Yersinia enterocolitica	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	33	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	17	0	100.00
Seegene	negativ	16	0	100.00
BD MAX	negativ	4	0	100.00
Total		70	0	100.00

Kommentar

Die Probe enthielt folgende Keime: *Astrovirus*, *S. enterica typhimurium* und *C. coli*

B19 Respiratory Panel NAT

Adenovirus	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	42	0	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	17	0	0	100.00
Seegene	negativ	7	0	0	100.00
Total		66	0	0	100.00

Bocavirus	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
QIAstat-DX	negativ	16	0	0	100.00

Bordetella parapertussis	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	40	0	0	100.00
Seegene	negativ	10	0	0	100.00
Total		50	0	0	100.00

Bordetella pertussis	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	38	0	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	17	0	0	100.00
Seegene	negativ	11	0	0	100.00
MDX liaison DiaSorin	negativ	2	0	0	100.00
Total		68	0	0	100.00

Bordetella holmesii	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	0	0	100.00

Chlamydophila pneumoniae	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	positiv	2	0	41	95.35
QIAstat-DX	positiv	1	0	15	93.75
Seegene	positiv	0	0	12	100.00
Total		3	0	68	95.77

Coronavirus	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	9	0	0	100.00

Coronavirus 229E	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	33	0	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	17	0	0	100.00
Seegene	negativ	1	0	0	100.00
Total		51	0	0	100.00

Coronavirus HKU1	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	33	0	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	17	0	0	100.00
Total		50	0	0	100.00

Coronavirus NL63	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	33	0	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	17	0	0	100.00
Seegene	negativ	1	0	0	100.00
Total		51	0	0	100.00

Coronavirus OC43	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	33	0	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	17	0	0	100.00
Seegene	negativ	2	0	0	100.00
Total		52	0	0	100.00
Enterovirus	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Seegene	negativ	3	0	0	100.00
Haemophilus influenzae	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Seegene	negativ	9	0	0	100.00
Influenza A	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	42	0	1	97.67
QIAstat-DX	negativ	17	0	0	100.00
Seegene	negativ	8	0	0	100.00
Total		67	0	1	98.53
Influenza B	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	positiv	1	0	42	97.67
QIAstat-DX	positiv	0	1	16	94.12
Seegene	positiv	0	0	8	100.00
Total		1	1	66	97.06
Legionella pneumophila	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
QIAstat-DX	negativ	16	0	0	100.00
Seegene	negativ	11	0	0	100.00
andere Methoden	negativ	3	0	0	100.00
Total		30	0	0	100.00

MERS-CoV	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	36	0	0	100.00
Metapneumovirus	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	42	0	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	17	0	0	100.00
Seegene	negativ	8	0	0	100.00
Total		67	0	0	100.00
Mycoplasma pneumoniae	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	42	0	1	97.67
QIAstat-DX	negativ	17	0	0	100.00
Seegene	negativ	12	0	0	100.00
Total		71	0	1	98.61
Parainfluenza	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	8	0	0	100.00
Seegene	negativ	7	0	0	100.00
Total		15	0	0	100.00
Parainfluenza Virus 1	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	34	0	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	17	0	0	100.00
Seegene	negativ	3	0	0	100.00
Total		54	0	0	100.00

Parainfluenza Virus 2	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	35	0	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	17	0	0	100.00
Seegene	negativ	2	0	0	100.00
Total		54	0	0	100.00

Parainfluenza Virus 3	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	34	0	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	17	0	0	100.00
Seegene	negativ	3	0	0	100.00
Total		54	0	0	100.00

Parainfluenza Virus 4	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	34	0	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	17	0	0	100.00
Seegene	negativ	3	0	0	100.00
Total		54	0	0	100.00

Rhinovirus	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Seegene	negativ	4	0	0	100.00

Rhinovirus/Enterovirus	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	42	0	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	17	0	0	100.00
Seegene	negativ	4	0	0	100.00
Total		63	0	0	100.00

Respiratory Syncytial Virus	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	positiv	1	0	42	97.67
QIAstat-DX	positiv	0	0	17	100.00
Seegene	positiv	1	0	6	85.71
Total		2	0	65	97.01

SARS-Cov-2	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	37	0	1	97.37
QIAstat-DX	negativ	17	0	0	100.00
Seegene	negativ	6	0	0	100.00
Total		60	0	1	98.36

Streptococcus pneumoniae	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Seegene	negativ	8	0	0	100.00

Kommentar

Die Probe enthielt folgende Keime: *Influenza B*, *C. pneumoniae* und *RSV A*

B23 Meningitis Panel NAT

Cryptococcus neoformans/gattii	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	37	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	15	0	100.00
Total		52	0	100.00

Cytomegalievirus	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	40	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	4	0	100.00
Seegene	negativ	3	0	100.00
Total		47	0	100.00

Enterovirus	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	positiv	0	38	100.00
QIAstat-DX	positiv	0	16	100.00
Seegene	positiv	0	1	100.00
Total		0	55	100.00

Epstein-Barr Virus	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Seegene	negativ	1	0	100.00

Escherichia coli K1	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	39	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	15	0	100.00
Seegene	negativ	1	0	100.00
Total		55	0	100.00

Gruppe B Streptokokken (GBS)	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Seegene	positiv	0	1	100.00
Haemophilus influenzae	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	40	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	15	0	100.00
Seegene	negativ	1	0	100.00
Total		56	0	100.00
Herpes-simplex-Virus 1	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	39	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	17	0	100.00
Seegene	negativ	3	0	100.00
MDX liaison DiaSorin	negativ	4	0	100.00
andere Methoden NAT	negativ	4	0	100.00
Total		67	0	100.00
Herpes-simplex-Virus 2	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	39	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	17	0	100.00
Seegene	negativ	3	0	100.00
MDX liaison DiaSorin	negativ	4	0	100.00
andere Methoden NAT	negativ	5	0	100.00
Total		68	0	100.00
Humanes Herpesvirus 6 (HHV-6)	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	positiv	0	38	100.00
QIAstat-DX	positiv	0	16	100.00
Seegene	positiv	0	2	100.00
Total		0	56	100.00

Human herpes virus 7	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Seegene	negativ	1	0	100.00
Listeria monocytogenes	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	39	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	15	0	100.00
Seegene	negativ	1	0	100.00
Total		55	0	100.00
Mycoplasma pneumoniae	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
QIAstat-DX	negativ	15	0	100.00
Neisseria meningitidis	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	40	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	15	0	100.00
Seegene	negativ	1	0	100.00
Total		56	0	100.00
Parechovirus	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	37	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	13	0	100.00
Seegene	negativ	1	0	100.00
Total		51	0	100.00
Streptococcus agalactiae	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	positiv	0	39	100.00
QIAstat-DX	positiv	0	15	100.00
Total		0	54	100.00

Streptococcus pneumoniae	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	40	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	15	0	100.00
Seegene	negativ	1	0	100.00
Total		56	0	100.00

Streptococcus pyogenes	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
QIAstat-DX	negativ	16	0	100.00

Varizella-Zoster-Virus	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Biofire/Filmarray	negativ	39	0	100.00
QIAstat-DX	negativ	17	0	100.00
Seegene	negativ	3	0	100.00
MDX liaison DiaSorin	negativ	3	0	100.00
andere Methoden NAT	negativ	3	0	100.00
Total		65	0	100.00

Kommentar

Die Probe enthielt folgende Keime: *S. agalactiae*, *Echovirus Type 11* und *HHV6*

B25 Carba-R

Carba-R (IMP1)	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
GeneXpert	negativ	6	0	100.00

Carba-R (KPC)	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
GeneXpert	positiv	0	7	100.00

Carba-R (NDM)	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
GeneXpert	negativ	7	0	100.00

Carba-R (OXA48)	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
GeneXpert	negativ	7	0	100.00

Carba-R (VIM)	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
GeneXpert	negativ	7	0	100.00

B26 Enterovirus

Enterovirus (NAT)	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
GeneXpert	positiv	0	2	100.00
andere Methoden	positiv	0	4	100.00
Total		0	6	100.00

B29 VanA/VanB

VRE Van A	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
GeneXpert	negativ	16	0	100.00

VRE Van B	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
GeneXpert	positiv	0	16	100.00

B31 SARS-CoV-2

SARS-CoV-2	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
GeneXpert	positiv	0	39	100.00
cobas Liat	positiv	0	4	100.00
MDX liaison DiaSorin	positiv	0	6	100.00
andere Methoden	positiv	1	2	66.67
Total		1	51	98.08

B36 SARS-CoV2+Flu+RSV

Influenza A	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
cobas Liat	negativ	8	0	100.00
GeneXpert	negativ	51	0	100.00
andere Methoden	negativ	1	0	100.00
Total		60	0	100.00

Influenza B	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
cobas Liat	negativ	8	0	100.00
GeneXpert	negativ	50	0	100.00
andere Methoden	negativ	2	0	100.00
Total		60	0	100.00

RSV	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
cobas Liat	negativ	6	0	100.00
GeneXpert	negativ	50	0	100.00
andere Methoden	negativ	2	0	100.00
Total		58	0	100.00

SARS CoV-2	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
cobas Liat	positiv	0	7	100.00
GeneXpert	positiv	0	53	100.00
andere Methoden	positiv	1	0	0.00
Total		1	60	98.36

V07 HIV-1 WB NAT

HIV-1 WB NAT	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
andere Methoden	positiv	0	4	100.00