

Bericht MQ 2026/3 Qualitative Auswertungen

28.09.2026 V1.0

Zusammenfassung

Probe		Resultate	gut	% gut
H14	HbF-Zellen	26	26	100.00 %
I09	Allergologie Immunocap RAPID	4994	4843	96.98 %
S01	Okkultes Blut im Stuhl	210	192	91.43 %
U02	Urin Teststreifen/HCG	1279	1261	98.59 %
U03	Urin Drogen	1019	995	97.64 %
Total		7528	7317	97.20 %

H14 HbF-Zellen

HbF-Zellen	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Flowcytometrie	negativ	3	0	100.00
Kleihauer-Bethke	negativ	23	0	100.00
Total		26	0	100.00

I09 Allergologie Immunocap RAPID

D1 Derm. pteronyssin.	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	Nicht bewertbar	193	139	168	100.00
E1 Katze	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	498	0	2	99.60
E5 Hund	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	498	0	1	99.80
F1 Eiweiss	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	45	0	0	100.00
F2 Milcheiweiss	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	44	1	0	97.78
G6 Lieschgras	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	496	2	0	99.60
i6 Küchenschabe	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	grenzw/neg	265	90	99	78.19

m6 Schimmelpilz	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	16	5	438	95.42
T3 Birke	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	498	0	2	99.60
T9 Olive	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	498	0	0	100.00
W21 Glaskraut	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	495	3	0	99.40
W6 Beifuss	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	478	4	16	95.98

Kommentar

Die Konzentration des Allergens D1 Derm. pteronyssin war sehr nahe am Cut-off. Wir haben daher dieses Allergen nicht bewertet.

S01 Okkultes Blut im Stuhl

Blut im Stuhl	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Colo-Rectal Test	positiv	1	0	29	96.67
I-Colo-Rectal Test	positiv	2	1	67	95.71
Epi Tuub	positiv	3	0	3	50.00
Hexagon OBTI	positiv	3	0	21	87.50
Haemoccult	positiv	1	0	2	66.67
andere Methoden Guajak	positiv	0	0	1	100.00
Hemofec	positiv	0	0	1	100.00
andere Meth. immunologisch	positiv	7	0	68	90.67
Total		17	1	192	91.43

Kommentar

Unsere simulierte Stuhlprobe enthielt humanes Blut und sollte positiv sein. Wegen einem Homogenitätsproblem wurden die ungenügenden, quantitativen Resultate nicht bewertet.

U02 Urin Teststreifen/HCG

HCG	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	18	1261	98.59

Kommentar

Der Urin stammte von gesunden Spendern, dem Nitrit, Glukose und HCG hinzugefügt wurde.

U03 Urin Drogen

MDMA	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
LCMS	positiv	0	0	4	100.00

6-Acetylmorphin	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	2	0	0	100.00

Amphetamine	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Abbott	positiv	2	0	4	66.67
Roche	positiv	0	0	8	100.00
Siemens	negativ	2	0	0	100.00
Clear Test	negativ	5	0	0	100.00
Intex	negativ	2	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	6	0	0	100.00
Nal von Minden	negativ	10	0	0	100.00
Protzek	negativ	6	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	15	0	0	100.00
Triage TOX	negativ	28	0	0	100.00
Willi Fox	negativ	6	0	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	13	0	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	8	0	1	88.89
Total		103	0	13	11.21

Barbiturate	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	3	0	0	100.00
Roche	negativ	7	0	0	100.00
Siemens	negativ	2	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	5	0	0	100.00
Nal von Minden	negativ	4	0	0	100.00
Protzek	negativ	3	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	10	0	0	100.00
Triage TOX	negativ	28	0	0	100.00
Willi Fox	negativ	2	0	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	6	0	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	4	0	0	100.00
Total		74	0	0	100.00

Benzodiazepine	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Abbott	positiv	0	0	5	100.00
Roche	positiv	0	0	8	100.00
Siemens	positiv	0	0	2	100.00
Clear Test	positiv	0	0	5	100.00
Intex	positiv	0	0	3	100.00
MD Doctors Direct	positiv	0	0	8	100.00
Nal von Minden	positiv	0	0	10	100.00
Protzek	positiv	1	0	4	80.00
SureStep Abbott	positiv	3	0	12	80.00
Triage TOX	positiv	0	0	28	100.00
Willi Fox	positiv	0	1	5	83.33
Andere Schnelltests	positiv	3	0	11	78.57
Andere quantitativ	positiv	0	0	10	100.00
Total		7	1	111	93.28

Buprenorphin	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	11	0	0	100.00

Cannabinoide	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	6	0	0	100.00
Roche	negativ	8	0	0	100.00
Siemens	negativ	2	0	0	100.00
Clear Test	negativ	6	0	0	100.00
Intex	negativ	7	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	0	0	100.00
Nal von Minden	negativ	12	0	0	100.00
Protzek	negativ	7	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	17	0	0	100.00
Triage TOX	negativ	28	0	0	100.00
Willi Fox	negativ	10	0	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	19	0	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	10	0	0	100.00
Total		141	0	0	100.00

Cocain	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	5	0	0	100.00
Roche	negativ	8	0	0	100.00
Siemens	negativ	2	0	0	100.00
Clear Test	negativ	5	0	0	100.00
Intex	negativ	3	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	0	0	100.00
Nal von Minden	negativ	10	0	0	100.00
Protzek	negativ	7	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	15	0	0	100.00
Triage TOX	negativ	28	0	0	100.00
Willi Fox	negativ	6	0	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	16	0	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	11	0	0	100.00
Total		124	0	0	100.00

Ecstasy, qI	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Protzek	negativ	3	0	0	100.00
Andere Schnelltests	positiv	0	0	26	100.00
Total		3	0	26	10.34

EDDP	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	0	0	20	100.00

Ethylglucuronid qI	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	negativ	5	0	0	100.00

Fentanyl	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
LCMS	negativ	3	0	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	2	0	0	100.00
Total		5	0	0	100.00

LSD	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Roche	negativ	1	0	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	3	0	0	100.00
Total		4	0	0	100.00

Methadon	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Abbott	positiv	0	0	4	100.00
Roche	positiv	0	0	6	100.00
Siemens	positiv	0	0	2	100.00
Clear Test	positiv	0	0	5	100.00
Intex	positiv	0	0	2	100.00
MD Doctors Direct	positiv	2	0	6	75.00
Nal von Minden	positiv	0	0	8	100.00
Protzek	positiv	1	0	4	80.00
SureStep Abbott	positiv	1	0	13	92.86
Triage TOX	positiv	0	0	18	100.00
Willi Fox	positiv	0	0	6	100.00
Andere Schnelltests	positiv	1	0	13	92.86
Andere quantitativ	positiv	0	0	7	100.00
Total		5	0	94	94.95

Methamphetamin, qI	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
MD Doctors Direct	negativ	3	0	1	75.00
LCMS	negativ	3	0	0	100.00
Intex	negativ	1	0	0	100.00
Nal von Minden	grenzw/neg	6	1	0	100.00
Protzek	negativ	6	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	7	0	2	77.78
Triage TOX	positiv	0	0	26	100.00
Willi Fox	negativ	2	0	0	100.00
andere Methoden	Nicht bewertbar	7	0	3	100.00
Total		35	1	32	51.47

Methaqualon	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	3	0	0	100.00

Morphin	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	11	0	0	100.00

Opiate	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	5	0	0	100.00
Roche	negativ	8	0	0	100.00
Siemens	negativ	2	0	0	100.00
Clear Test	negativ	4	0	0	100.00
Intex	negativ	2	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	0	0	100.00
Nal von Minden	negativ	9	0	0	100.00
Protzek	negativ	6	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	10	0	0	100.00
Triage TOX	negativ	28	0	0	100.00
Willi Fox	negativ	6	0	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	15	0	1	93.75
Andere quantitativ	negativ	11	0	0	100.00
Total		114	0	1	99.13

Paracetamol	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	3	0	0	100.00
andere Methoden	negativ	3	0	0	100.00
Total		6	0	0	100.00

Phencyclidin	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
LCMS	negativ	3	0	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	6	0	0	100.00
Triage TOX	negativ	1	0	0	100.00
Total		10	0	0	100.00

TCA, ql	Zielwert	negativ	grenzw.	positiv	% Erfüllt
Triage TOX	positiv	1	0	26	96.30
andere Methoden	positiv	3	0	23	88.46
Total		4	0	49	92.45

Kommentar

Einem Liter Urin wurden 0.25mg Alprazolam (Benzodiazepin), 3.2mg Nortriptylin (TCA), 0.5mg Methadon, 0.5mg EDDP und 0.8mg MDMA (Ecstasy) beigefügt. Bei einigen Testsystemen führt das MDMA (3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin) bei Amphetamin und Methamphetamin zu positiven Resultaten, diese haben wir ebenfalls als korrekt bewertet.