



ID NOW



Analyse	Probe	Modus
Strep A	B01	Patiententest (Bild 1) Tupfer (Bild 3)
Influenza A/B	B16	Patiententest (Bild 1) Virus-Transportmedium (Bild 2)
RSV	B16	Patiententest (Bild 1) Virus-Transportmedium (Bild 2)
Covid-19	B31	Patiententest (Bild 1) Tupfer (Bild 3)



Proben für Strep A (B01) und Covid-19 (B31): Das Probenmaterial simuliert den Rachen des Patienten.

Probe für Influenza und RSV (B16): Das Probenmaterial simuliert das Virus-Transportmedium.

Bild 1:
Test starten =
Modus
Patiententest



Bild 2:
Virus-
Transport-
medium
anwählen




Bild 3:
Tupfer
anwählen

