



## Anleitung für NAT-Ringversuche

NAT-Proben werden immer gleich wie Patientenproben gemessen, das erhaltene Material simuliert das übliche Patientenmaterial:

<b>Probe</b>	<b>Test</b>	<b>Probenmaterial simuliert</b>
B11	Chl. trachomatis (CT) und Neisseria gonorrhoeae (NG)	Urin
B12	MRSA/SA	Abstrichtupfer
B13	Clostridium difficile	in Stuhl getunkter Tupfer
B14	Streptokokken der Gruppe B	Abstrichtupfer
B15	Norovirus	in Stuhl getunkter Tupfer
B16	Influenza A/B, RSV	VTM (Virus-Transportmedium)
B17	Mycobacterium tuberculosis (MTB)	Sputum (raw) GeneXpert: 2ml Extraktionslösung hinzufügen
B18	Gastrointestinales Panel	Cary-Blair
B19	Respiratorisches Panel	VTM (Virus-Transportmedium)
B23	Menigitis Panel	Liquor
B25	Carba-R	Abstrichtupfer
B26	Enterovirus	Liquor
B29	VanA / VanB	Abstrichtupfer
B31	SARS CoV-2	VTM (Virus-Transportmedium)
B36	SARS CoV-2 / FLU / RSV	VTM (Virus-Transportmedium)