



Istruzione per i Controlli circolare TAN

I campione TAN sono sempre misurati come i campioni die pazienti, il materiale ottenuto simula il materiale abituale die pazienti.

Campione	Test	Materiale campione simula
B11	Chl. trachomatis (CT) und Neisseria gonorrhoeae (NG)	urina
B12	MRSA/SA	tampone
B13	Clostridium difficile	tampone
B14	Streptokokken der Gruppe B	tampone
B15	Norovirus	tampone
B16	Influenza A/B, RSV	VTM (Virus-Mezzo di trasporto)
B17	Mycobacterium tuberculosis (MTB)	Sputum (raw) GeneXpert: aggiungere 2ml di soluzione di estrazione
B18	Gastrointestinales Panel	Cary-Blair
B19	Respiratorisches Panel	VTM (Virus-Mezzo di trasporto)
B23	Menigitis Panel	Liquor
B25	Carba-R	tampone
B26	Enterovirus	Liquor
B29	VanA / VanB	tampone
B31	SARS CoV-2	VTM (Virus-Mezzo di trasporto)
B36	SARS CoV-2 / FLU / RSV	VTM (Virus-Mezzo di trasporto)