



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

Istruzioni dei controlli circolari con Afinion



analisi	campione
CRP	I1
HbA1c	K3
Creatinina/Albumina	U5
Colesterolo, HDL, trigliceridi	K30



Trattare i campioni del controllo circolare come quelli dei pazienti.

HbA1c

- Il campione deve essere mescolato molto bene (girare 20-30 volte) fino a quando non bastone più cellule sul fondo o nel coperchio.
- Effettuare la determinazione il più rapidamente possibile (sangue intero fresco).

Lipidi

- Quando si invia il risultato, assicurarsi di inviare il valore corretto di HDL (non il quoziente colesterolo/HDL).

