



Verein für **medizinische Qualitätskontrolle**
Association **pour le contrôle de Qualité médical**
Associazione **per il controllo di qualità medico**

Anleitung Ringversuchsprobe messen mit dem Microsemi, und Micros CRP (Micros100 und Micros200)



Verwenden Sie für die Hämatologie und das CRP die Probe **H2 Hämatologie Plus**. Messen Sie die Probe wie eine Patientenprobe. (NICHT im Kontrollmodus messen)

Für alle anderen CRP Geräte müssen Sie die Probe I1 verwenden.

MQ Institut für Klinische Chemie
Universitätsspital Zürich CH-8091 Zürich

Telefono 044 255 34 11 Fax 043 508 07 02
www.mqzh.ch · info@mqzh.ch