



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

Zybio Z3 CRP



Analisi	Campione	Modalità
WBC, RBC, PLT, HGB, HCT + CRP	H02	Analisi paziente /CBC +CRP (Figura 1)



Invertire i campioni di sangue intero 20-30 volte a mano.



Dopo aver mescolato il campione, non devono rimare tracce di sangue aderenti al fondo.




Figura 1: Modalità analisi paziente