



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

Ringversuchsergebnisse auf online.mqzh.ch erfassen

Browser öffnen und einloggen

Bitte verwenden Sie aus Sicherheitsgründen immer einen aktuellen Browser. Veraltete Browser sind eine Gefahr für Ihre EDV!



online.mqzh.ch

Ihr Benutzername ist Ihre Teilnehmernummer. Ihr Passwort haben wir Ihnen bereits zugestellt. Falls Sie Ihr Passwort nicht mehr wissen, können Sie die Funktion «Passwort vergessen» verwenden.

MQ Online — Login


[Deutsch](#) | [Français](#) | [Italiano](#) | [English](#)

Benutzername (Teilnehmernummer)

Passwort [Passwort vergessen?](#)

merken

Protokollbogen aufrufen



MQ Online
Benutzerbereich

Benutzername: 2000
MQ Verein für med. Qualitätskontrolle

#2000 MQ Verein für med. Qualitätskor

- Dashboard
- Auswertungen
- Zertifikate
- Resultate abgeben
- Einstellungen
- Logout

Zeitraum	Einsendeschluss	Status Ringversuch	Ihre Resultate	Zusätzliche Do
2020-2	05.06.2020	Proben verschickt	Resultate erfassen	0 Dateien Dateien hoch
2020-1	03.04.2020	abgeschlossen	Keine Resultate übermittelt	0 Dateien
2019-4	15.11.2019	abgeschlossen	Resultate übermittelt	0 Dateien

Resultate eingeben und abschliessen


Aktivieren Sie den gewünschten Ringversuch und geben Sie den Wert ein. Bei mehreren Werten pro Probe können Sie mit der Tabulatortaste zum nächsten Feld gehen.

Aktuelle Informationen zum Ringversuch und Patientendaten

B01-Strep A (0/1)

B02-Uricult (0/1)

G11-CoaguChek XS INR (0/1)

Substanz	Gerät	Wert	
INR CCXS	CoaguChek XS	<input type="text"/>	INR 

Anmerkung

Qualität der Probe
gut

H02-Hämatologie Plus (0/6)

Sobald alle Werte erfasst sind, können Sie den Vorgang abschliessen

K08-Herzinfarktmarker h232 (0/4)

U02-Urin Teststreifen/HCG (0/10)

U04-Urinsediment (0/5)

Erfassung abschließen

 Print

Erfassung abschließen

Nach Abschluß der Erfassung können keine Werte mehr geändert werden.

Ich möchte die Erfassung endgültig abschließen

abschließen


Erst wenn Sie hier auf «endgültig abschließen drücken, wird der Ringversuch abgeschickt. Nun können Sie im Online keine Werte mehr verändern.

Wenn Sie nur auf «abschließen» drücken, können Sie sich jederzeit wieder einloggen, und weitere Werte eintragen.
Achtung: der Ringversuch ist so noch nicht abgeschickt

Fragen und Antworten

Login plötzlich nicht mehr möglich Fehlermeldung «page expired»

Drücken Sie auf das «Schloss» Symbol neben der Eingabezeile. Wählen Sie «Cookies» an und löschen Sie diese.




Login geht nicht, Passwort zurücksetzen auch nicht. Was nun?

Es ist möglich, dass wir in unserem System eine falsche Email-Adresse von Ihnen haben. Schicken Sie uns ein Mail auf info@mqzh.ch oder rufen Sie uns an.

Wozu hat es einen Smiley neben der Analyse?

Wenn Sie einen Wert nicht eintragen können, möchten wir gerne wissen warum. Diese Funktion ermöglicht es uns, Ihr Protokoll für den nächsten Ringversuch korrekt anpassen.



Für was ist das Feld «Anmerkungen»?

Wenn Sie zusätzliche Analysen aus der Probe messen, können Sie die Werte hier eintragen. Auch wenn Sie mit einem neuen Gerät arbeiten, oder wenn Sie eine andere Einheit verwenden.