




Association for medical quality control  
Association pour le contrôle de Qualité médical  
Associazione per il controllo di qualità medico

## Submitting proficiency test results in three steps

### Open browser and log in

For security reasons, please always use an up-to-date browser. Outdated browsers are a danger to your IT!



### online.mqzh.ch

You will find your user details on the delivery bill for the current EQA

If you have already used your password once, it will no longer appear there. If you do not remember your password, you can use the "Forgot password" function.

### MQ Online — Login

[Deutsch](#) | [Français](#) | [Italiano](#) | [English](#)

Benutzername (Teilnehmernummer)

Passwort [Passwort vergessen?](#)

merken

## Call up log sheet



**MQ Online**  
Benutzerbereich

Benutzername: 2000  
MQ Verein für med. Qualitätskontrolle

#2000 MQ Verein für med. Qualitätskor

- Dashboard
- Auswertungen
- Zertifikate
- Resultate abgeben
- Einstellungen
- Logout

Zeitraum	Einsendeschluss	Status Ringversuch	Ihre Resultate	Zusätzliche Dok
2020-2	05.06.2020	Proben verschickt	Resultate erfassen	0 Dateien Dateien hoch
2020-1	03.04.2020	abgeschlossen	Keine Resultate übermittelt	0 Dateien
2019-4	15.11.2019	abgeschlossen	Resultate übermittelt	0 Dateien

## Enter and finalize results

Activate the desired scheme and enter the value

If there are several values per sample, you can use the tab key to go to the next field

Aktuelle Informationen zum Ringversuch und Patientendaten

B01-Strep A ( 0/1)

B02-Uricult ( 0/1)

G11-CoaguChek XS INR ( 0/1)

Substanz	Gerät	Wert	
INR CCXS	CoaguChek XS	<input type="text"/>	INR 😊

Anmerkung

Qualität der Probe  
gut

H02-Hämatologie Plus ( 0/6)

**As soon as all values have been entered you can complete the process**

K08-Herzinfarktmarker h232 ( 0/4)

---

U02-Urin Teststreifen/HCG ( 0/10)

---

U04-Urinsediment ( 0/5)

---

Erfassung abschließen

---



Erfassung abschließen

Nach Abschluß der Erfassung können keine Werte mehr geändert werden.

Ich möchte die Erfassung endgültig abschließen

abschließen


The results will only be submitted when you click on "Finalize". Now you can no longer change any values online.

If you only click on "complete", you can log in again at any time and enter further values. Attention: the scheme results have not yet been submitted.

## Questions and answers

### The login does not appear or an error message "page expired"

Click on the "lock" symbol next to the input line. Select "Cookies" and delete them.




### Login does not work, neither does resetting the password. What now?

It is possible that we have an incorrect e-mail address for you in our system. Please send us an e-mail to [info@mqzh.ch](mailto:info@mqzh.ch) or give us a call.

### Why does it have a smiley next to the analysis?

If you are unable to enter a value, we would like to know why. This function enables us to adapt your protocol correctly for the next EQA scheme.



### What comments can you make?

If you measure additional analyses from the sample, you can enter the values here. Even if you are working with a new device or if you are using a different unit.

1.6.2020