

## G3/G4 Gerinnung erweitert 2021-4

### Anleitung

- Die Zahlen entsprechen der Anzahl Teilnehmer, welche dieses Resultat abgegeben haben
- Die eingerahmten Felder zeigen, welches Resultat Ihr Labor eingereicht hat.
- Die quantitativen Resultate sind in der normalen Auswertung integriert. Die „Zielwerte“ werden aus dem Teilnehmermittel nach Ausreisserelimination gebildet.
- Bei der Thrombinzeit wird nur die Interpretation ausgewertet.

### Interpretation der Resultate

| Keine Antikoagulation |              | Normal | Grenzwert | Abnormal |
|-----------------------|--------------|--------|-----------|----------|
| G3                    | PTT          | 24     | 0         | 1        |
| G3                    | Thrombinzeit | 24     | 0         | 0        |

| Heparintherapie |              | Kein Heparin | Subtherap. | Therap. | Zu stark |
|-----------------|--------------|--------------|------------|---------|----------|
| G4              | PTT          | 1            | 3          | 16      | 2        |
| G4              | Thrombinzeit | 1            | 4          | 9       | 5        |

1.12.2021nka

### Verteilung aller aPTT Resultate

Aufgrund der grossen Streuung der quantitativen Resultate lässt sich der Zielwert nur schwer berechnen. Deshalb haben wir zusätzlich alle Resultate in Form eines Histogramms dargestellt.

